


PCRサマーキャンペーン! dNTPを無料で添付!

ユニバーサルなアニーリングによるシンプルな PCR

Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase

Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA Polymerase は、ユニバーサルなプライマーアニーリングによって最適化の工程が必要なく、全ての PCR アッセイを同時に進行できます。革新的なバッファー、高性能な Taq DNA ポリメラーゼ、そして優れたホットスタート技術の組み合わせは、タフなアプリケーションにおいても優れた PCR 結果をもたらします。

- 革新的なユニバーサルプライマーアニーリングバッファー
- 組み換え Taq DNA ポリメラーゼ
- Platinum ホットスタート技術
- グリーンバッファーオプション



Platinum II Taq Hot-Start DNA ポリメラーゼを使用すれば、ユニバーサルなプライマーアニーリング温度 (60°C) と最も長い断片に合わせた伸長ステップにより、異なる PCR アッセイを1つのプロトコルで同時に実施することができます。

キャンペーン番号 **MDEE38** ご注文の際に弊社代理店に必ずお伝えください

製品名	サイズ	製品番号	価格	dNTPつき価格	キャンペーン番号
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase	100反応	14966001	¥13,000	¥32,200	MDEE38
	500反応	14966005	¥56,000	¥148,600	MDEE38

※製品番号14966001 (100反応) には10 mM dNTP Mix, 100 µL (製品番号18427013) 1点が、製品番号14966005 (500反応) には10 mM dNTP Mix, 1 mL (製品番号18427088) 1点がそれぞれ添付します。

製品詳細はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/platinumiiataq

性能とコストバランスに優れたルーチンPCRにお勧めのPCR酵素

DreamTaq DNA Polymerase (Standard/Hot Start)

Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymeraseは、スタンダードおよびホットスタートのフォーマットで使用可能で、性能とコストバランスに優れた、改良型 Taq DNA polymeraseです。スタンダード酵素とホットスタートをお選びいただけます。

キャンペーン番号 **MDEE 38または MDBT45** ご注文の際に弊社代理店に必ずお伝えください

製品名	サイズ	製品番号	価格	dNTPつき価格	キャンペーン番号
DreamTaq DNA Polymerase	200ユニット	EP0701	¥5,800	¥11,600	MDEE38
	500ユニット	EP0702	¥11,600	¥23,200	MDBT45
DreamTaq Green DNA Polymerase	200ユニット	EP0711	¥5,800	¥11,600	MDEE38
	500ユニット	EP0712	¥11,600	¥23,200	MDBT45
DreamTaq Hot Start DNA Polymerase	200ユニット	EP1701	¥8,600	¥14,400	MDEE38
	500ユニット	EP1702	¥18,700	¥30,300	MDBT45
DreamTaq Hot Start Green DNA Polymerase	200ユニット	EP1711	¥8,600	¥14,400	MDEE38
	500ユニット	EP1712	¥18,700	¥30,300	MDBT45

※製品番号EP0701, EP0711, EP1701, EP1711 (200 U) にはdNTP Mix (10 mM each) 、0.2 mL (製品番号R0191) 1点が、製品番号EP0702, EP0712, EP1702, EP1712(500 U) にはdNTP Mix, 0.2 mL (製品番号R0191) 2点がそれぞれ添付します。

製品詳細はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/dreamtaq

キャンペーン
期間

2018年 7月26日 (木) ~

2018年 9月28日 (金) 弊社受注分まで

ThermoFisher
SCIENTIFIC

8連チューブが30% OFF

ロングセラー 8連チューブ

MicroAmp 8-Tube Strip with Caps (製品番号: A30588, A30589)

Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tubesは、Applied Biosystemsの96ウェルサンプルブロックの標準的なウェル感覚に正確にフィットするように設計されており、MicroAmp CapまたはMicroAmp Full Plate Coverと一緒にご利用いただけます。

- チューブごとに開閉できるので、クロスコンタミを防止
- キャップとヒンジにA-Hのラベルリングがあって便利
- 両端に大きめのタブが付いているので、トレイから落ちづらい
- 20 µLのマーカール付きでサンプル量の確認が容易



製品番号	エンドポイントPCR			リアルタイムPCR				
	ProFlex 3 x 32-Well	Veriti 96-Well, ProFlex 96-Well, SimpliAmp, MiniAmp, MiniAmp Plus, 2720, 9700	Veriti 96-Well Fast	96-Well		96-Well Fast		
				7000, 7300, 7500	QuantStudio, ViiA 7, 7900HT 96-Well	StepOnePlus	7500	QuantStudio 3/5/6/7/12K, ViiA 7, 7900HT
A30588	✓	✓		✓	✓			
A30589	✓	✓						
4323032	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4316567	✓	✓		✓	✓			
N8010580	✓	✓						
N8010535	✓	✓	✓					
N8010838	✓	✓						
N8010835	✓	✓						
4358293			✓			✓	✓	✓

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格	内容	対応アプリケーション
MicroAmp 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL	125 strips	A30589	¥26,100	¥18,200	キャップ・チューブ	エンドポイントPCR
MicroAmp Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps, 0.2 mL	125 strips	A30588	¥26,800	¥18,700	キャップ・チューブ	リアルタイムPCR
MicroAmp Optical 8-Cap Strips	300 strips	4323032	¥18,900	¥13,200	キャップ	リアルタイムPCR
MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL	125 strips	4316567	¥18,900	¥13,200	チューブ	リアルタイムPCR
MicroAmp 8-Tube Strip, 0.2 mL	125 strips	N8010580	¥21,400	¥14,900	チューブ	エンドポイントPCR
MicroAmp 8-Cap Strip, clear	300 strips	N8010535	¥18,900	¥13,200	キャップ	エンドポイントPCR
MicroAmp 8-Tube Strip, 0.2 mL, assorted colors	120 strips	N8010838	¥21,800	¥15,200	チューブ、色つき	エンドポイントPCR
MicroAmp 8-Cap Strip, assorted colors	300 strips	N8010835	¥18,900	¥13,200	キャップ、色つき	エンドポイントPCR
MicroAmp Fast 8-Tube Strip, 0.1 mL	125 strips	4358293	¥21,600	¥15,100	チューブ	ファストPCR

キャンペーン期間

2018年 7月26日 (木) ~ 2018年 9月28日 (金) 弊社受注分まで

キャンペーン番号

RDNB22 ご注文の際に弊社代理店に必ずお伝えください

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
 記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。
 For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
 All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
 価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
 標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

販売店

IVN107-A18070B

サーモフィッシャーサイエンティフィック
 ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
 SCIENTIFIC