

遺伝子発現解析のための

RT²[®] Profiler PCR Arrays バンドルキャンペーン

RT² Profiler PCR Arrays の特徴

- 疾病やパスウェイ毎に関連遺伝子を1枚のプレートにスポット済み
- 84 または 370 の関連遺伝子を同時にプロファイリング
- 安心のウェット検証済みのアッセイ
- リアルタイム PCR 装置に合わせたプレートでの提供
- 無料のオンラインツールを用いて簡単なデータ解析

キャンペーン
期間延長

キャンペーン期間：2019年2月15日（金）まで（当日受注分有効）

本キャンペーンは、PCR アレイと必要試薬（逆転写酵素と PCR マスターミックス）をセットにして、今だけ最大 **35% OFF** でご提供します。

対象のパッケージは、96 ウェルフォーマットで2枚、6枚、12枚組と384 ウェルフォーマットの4枚組の4パッケージをご用意しました。ご注文はウェブから、パッケージ（アレイと試薬2点）ごとにご注文ください。

目的の遺伝子パスウェイを準網羅的に解析



RT² Profiler は、シグナル伝達や生物学的プロセス、あるいは疾患関連遺伝子毎に関連遺伝子をパネル化した PCR アレイです。これにより、目的の遺伝子およびその上流・下流に位置する遺伝子の発現パターンをを準網羅的に解析することが可能です。

各 PCR アレイは、5 つのハウスキッピング遺伝子と、目的の遺伝子パスウェイに含まれる主要な遺伝子が 1 枚の PCR プレート上にスポットされています。さらにキットには、ゲノム DNA のコンタミネーション、cDNA 合成とリアルタイム PCR 効率を測定するコントロール（特許取得済）も含まれています。

RT² Profiler の利点

- 圧倒的な情報量：180 以上の遺伝子パスウェイや疾病関連遺伝子が PCR プレート上に
- 簡単操作：プレート上のすべての遺伝子は、単一の PCR 条件でワークするように最適化済み
- 柔軟性：いずれのリアルタイム PCR 装置にも対応し、解析も無料オンラインツール無料で簡単

標準的なパスウェイのスクリーニングから RNA 配列の検証まで、RT² PCR Array は、常に遺伝子解析をサポートします。



PCR アレイの非常に正確な結果

RT² Profiler PCR Arrays で使用される 4000 個の遺伝子の代表的なアッセイのセットは、90 ~ 110% の CI 95% で 99% の平均増幅効率を示す。一貫した高い増幅効率は、PCR アレイが $\Delta\Delta C_T$ 法を用いて、複数の遺伝子を同時に正確に解析することを可能にする。

オンライン注文方法

1. QIAGEN ウェブサイト www.qiagen.com/RT2Profiler へアクセスしてください。
2. ご希望のパスウェイを選択 (右図①) し、**configure** (②) を押します。
3. ポップアップ画面が表示されますので、ご利用の PCR 装置 (③) 並びに PCR アレイのご希望枚数 (④) を選択し、PCR アレイの **Add to cart** (⑤) を押してください。


例：PCR アレイが2枚の時は、Cat.no. が PAXX-###Z 〇 -2 と指定されます。

4. さらに、Compatible Mastermix & RT kitの中から、他の2種類の製品 (パッケージ1~4のマスターミックスおよび逆転写酵素) を選択し、**Add to cart** (⑥⑦) を押してください。

各パッケージに対応の製品番号は、4ページ目のオーダーインフォメーションを参照の上、お間違えのないようにお選びください。マスターミックスは、選択した qPCR 装置に応じて製品番号の候補が絞り込まれます。

例：PCR アレイ2枚のパッケージの場合、



表示されているマスターミックスの中から (2) のサイズのものとして RT² First Strand Kit (12) (Cat. no. 330401) を選択します。

5. **Add to cart** が **Show Cart** になったことを確認して、ポップアップ画面を閉じます。
6. ページ上部右上に表示されている  をクリックし、選択した3種類の製品の下に Enter promo code or quote number フィールドに、該当のプロモーションコードを入力 (⑧) して **Apply** を押してください。 **Begin Checkout** を押して (⑨)、ご注文の確定を行って下さい。

※ PC 環境によっては合計金額に反映されない場合がありますが、コードの入力があれば割引が適用されます。




ご注意

- ウェブでの発注には、ユーザー登録が必要です。はじめて製品をウェブから購入する方は、Manage my distributor list よりお使いの代理店を選択し、注文を確定してください。
- プロモーションコードをご利用の際には、1つのプロモーションコードに対象の製品のみでご注文ください。



※ オンライン注文ができない場合は、お使いの代理店様へ、製品名/Product no. および Cat. no./プロモーションコードをご連絡の上、お申込みください。

オーダーインフォメーション

製品名	Product no.	Cat. no.	希望小売 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)	
パッケージ 1: RT² Profiler PCR Array (96-well) 2 plates					
 プロモーション コード JP18ASDRA	RT ² Profiler PCR Array (96-well x 2)	330231	PAXX-###Z○-2	76,000	56,000
	RT ² First Strand Kit (12)		330401	38,500	28,000
	RT ² SYBR [®] Green/ROX [™] /Fluor Master Mix (2)		330500/330510/ 330520	31,000	21,000
パッケージ 2: RT² Profiler PCR Array (96-well) 6 plates					
 プロモーション コード JP18ASDRB	RT ² Profiler PCR Array (96-well x 6)	330231	PAXX-###Z○-6	130,000	94,000
	RT ² First Strand Kit (12)		330401	38,500	28,000
	RT ² SYBR Green/ROX/Fluor PCR Master Mix (6)		330504/330514/ 330524	91,000	65,000
パッケージ 3: RT² Profiler PCR Array (96-well) 12 plates					
 プロモーション コード JP18ASDRC	RT ² Profiler PCR Array (96-well x 12)	330231	PAXX-###Z○-12	261,000	200,000
	RT ² First Strand Kit (12)		330401	38,500	28,000
	RT ² SYBR Green/ROX/Fluor PCR Master Mix (12)		330502/330512/ 330522	172,000	112,000
パッケージ 4: RT² Profiler PCR Array (384-well) 4 plates					
 プロモーション コード JP18ASDRD	RT ² Profiler PCR Array (384-well x 4)	330231	PAXX-###Z○-4	214,000	153,000
	RT ² First Strand Kit (12)		330401	38,500	28,000
	RT ² SYBR Green/ROX/Fluor PCR Master Mix (8)		330501/330511/ 330521	117,000	85,000

- 各パッケージは、PCR アレイ・逆転写酵素・マスターミックスの3点セットで、プロモーションコードと共に必ず同時にご注文ください。
- PCR アレイの Cat. no. は、ウェブサイトをご参照ください。「X、#、○」はお客様の選択により、任意の英数字が入ります。
- ご利用の PCR 装置に合わせたマスターミックスを SYBR Green/ROX/Fluor からそれぞれお選びください。
- パッケージ 4 (384-well) をご購入の際は、逆転写酵素 (Cat. no. 330401) を2つご注文いただくことをお勧めします。
- お届けについては、分納となる可能性もございますので、ご了承ください。

記載の製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項については、各 QIAGEN キットの Handbook または User Manual をご覧ください。QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手されるか、QIAGEN テクニカルサービスまたはお近くの代理店へお問い合わせください。

注意事項

- 適用される価格は日本国内においてキャンペーン期間に適用されます。
- 本紙に示されたキャンペーン価格は、消費税別表示です。
- 本キャンペーンがお客様の購買ポリシーに反しないかを発注前にお客様自身でご確認ください。

Trademarks: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], RT²[®] (QIAGEN Group); SYBR[®] (Life Technologies).

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。© 2018 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

販売店