

性能に妥協しない最高レベル品質のGCカラム

TraceGOLD カラム 20%オフキャンペーン

Thermo Scientific™ TraceGOLD™は高い分離能を持ち、高温下における安定性に優れた高品質のGCカラムです。GC、GC-MSのアプリケーションに最適で、液相やサイズのラインアップも豊富です。分離能もブリードも妥協しないTraceGOLDシリーズをこの期間にぜひお試しください。

特長

- ピークのテーリングや分離能にお悩みのユーザーに最適
- 高温下での安定性にも優れ、低ブリードかつ長寿命
- 高品質のカラムによる再現性、信頼性の向上

TraceGOLDのラインアップ

カラム名	TG-1MS	TG-5MS TG-5SiIMS AMINE TG-5HT	TG-35MS TG-35MS AMINE	TG-1301MS TG-624 TG-624SiIMS	TG-1701MS	TG-17MS TG-17SiIMS	TG-225MS TG-200MS	TG-WaxMS TG-WaxMS A TG-WaxMS B
液相の極性	非極性		中極性			高極性		
対象成分の一例	炭化水素 溶媒不純物 PCB同族体 農薬 精油	残留溶媒 半揮発性物質 フェノール アミン 農薬 フタル酸 多環芳香族類 溶媒不純物	有機塩素系農薬 除草剤 医薬品 PCB同族体 アロクロール混合物 ロジン酸 フタル酸エステル 窒素含有複素環類 アルキルアミン	アルコール 揮発性有機物 含酸素化合物 残留溶媒	アルコール 農薬 含酸素化合物 PCB同族体 アロクロール混合物	農薬 除草剤 ロジン酸 フタル酸エステル トリグリセリド ステロール PCB同族体 PAH	脂肪酸メチル エステル類 (FAME) 炭化水素類 ステロール フレーバー 溶媒 フッ化水素 アルコール ケトン グリコール	脂肪酸メチル エステル類 (FAME) フレーバー 精油 溶媒 キシレン異性体 アクロレイン アルコール 遊離脂肪酸

ご注文の方法

販売代理店にご注文いただく際に、以下のキャンペーンコードを必ずお知らせください。

キャンペーンコード CCS2019GC

キャンペーンコードのご連絡がない場合にはキャンペーン価格は適用されません。


キャンペーン期間

2019年6月1日(土)～8月31日(土)受注分まで

キャンペーン対象製品はこちら thermofisher.com/jp-gc-column-19

他社製品とのブリードの比較

TraceGOLDカラムは、他社のMSグレードと比較してブリードが少なく、優れたSN比、検出感度が得られます。ブリードが少ないため良好なマススペクトルを得やすくなります。これらの特長は高温時の分析において非常に重要です。



325°Cで5分保持し、さらに350°Cまで昇温して5分保持したときのクロマトグラム

価格の例 (抜粋)

カラム名	内径 (mm)	長さ (m)	膜厚 (μm)	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
TG-1MS	0.25	30	0.25	26099-1420	85,000円	68,000円
	0.15	20	0.15	26099-2760	68,000円	54,400円
TG-5MS	0.25	30	0.25	26098-1420	77,000円	61,600円
	0.15	20	0.15	26098-2760	86,000円	68,800円
TG-624SilMS	0.53	60	3	26059-4080	112,000円	89,600円
	0.25	30	1.4	26059-3320	78,000円	62,400円
TG-WaxMS	0.53	30	1	26088-2980	86,000円	68,800円
	0.25	30	0.5	26088-2230	86,000円	68,800円

その他ラインアップはこちら

thermofisher.com/jp-gc-column-19

カラムの選定・変更やメソッド移管などでお困りのことがございましたら、info.column.jp@thermofisher.comもしくは販売代理店にお気軽にお問い合わせください。

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。 CCS088_A1905OB
ここに記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
また、記載されている製品は研究用機器であり、診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記載の価格は2019年5月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
実際の販売価格は、当社販売代理店までお問い合わせください。

ここに記載のキャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。
また、その他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

分析機器に関するお問い合わせはこちら

TEL : 0120-753-670 FAX : 0120-753-671
Analyze.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC