

Quasar 液体クロマトカラム発売記念 Special Discount キャンペーン



「期間」

2019年 6月1日～9月30日お申し込み分まで有効

「Quasar 液体カラム」

PerkinElmer から新たに発売されたQuasar液体クロマト用カラムは高い分離能、および高い再現性をリーズナブルな価格にて提供いたします。この度、新発売を記念して

2本同時にご購入いただくと2本目を半額(50% OFF)
にて提供させていただきます。是非この機会をご活用ください。

「お申し込み方法」

裏面の項目に購入希望製品を記載後、FAXで特価お見積りをご依頼ください。

SEPARATION CHALLENGE ACCEPTED

Whatever your separation challenge, your choice of liquid chromatography column can make all the difference.

PerkinElmer
For the Better

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT QUASAR™ LC COLUMNS

Performance - Selectivity - Flexibility

デモカラムご希望の際は、裏面に必要情報記載後、FAXでご依頼ください。

| 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 |
|----------------|---------|---------|-------------------|----------|--------|
| Quasar C18 | 150 | 4.6 | 3 | N9308805 | 49,000 |
| Quasar C18 | 150 | 2.1 | 3 | N9308811 | 49,000 |
| Quasar C18 | 100 | 2.1 | 1.7 | N9308818 | 53,000 |
| Quasar AQ | 150 | 4.6 | 5 | N9308841 | 47,000 |
| Quasar SPP PFP | 150 | 3 | 2.6 | N9308804 | 46,000 |

* 上記以外のQuasarカラムもキャンペーン対象になります。

株式会社 パーキンエルマー・ジャパン

www.perkinelmer.co.jp


PerkinElmer
For the Better

Quasar 液体クロマトカラム発売記念 Special Discount キャンペーン申込書

下記項目をご記入の上、FAXでお申込み下さい。

FAX番号:045-339-5877

お客様情報

| | | | |
|--------|--|---------|--|
| 貴社名 | | ご部署/ご所属 | |
| お名前 | | ご住所 | |
| TEL | | FAX | |
| E-Mail | | | |

お取引希望代理店を下記に記載願います

| | | | |
|------|--|---------|--|
| 代理店名 | | 代理店担当者名 | |
| TEL | | FAX | |

キャンペーン見積ご希望製品

| | 品番 | 品名 | 数量 |
|---|----|----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

デモカラムご希望製品

| 品番 | 品名 |
|----|----|
| | |

※ お客様の個人情報は弊社（株式会社パーキンエルマー・ジャパン）が定めるプライバシーポリシーのもと保護をはかります。
下記利用目的以外に利用するものではなく、また迅速なサービスを提供するために代理店と共同利用させていただくことがございます。
（利用目的：弊社装置消耗品に関連するアフターサービス、製品、キャンペーンイベント情報のご提供、市場調査の依頼のために
利用させていただきます。また、弊社取扱装置ご購入予定、もしくはご興味のあるお客様にご連絡する場合にご利用させていただきます。）



*記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
*仕様・外観は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

株式会社 パーキンエルマー・ジャパン
www.perkinelmer.co.jp

ディスカバリー・アナリティカル・ソリューションズ事業部
分析機器営業本部

本 社 〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパーク テクニカルセンター 4F
TEL. (045) 339-5861 FAX. (045) 339-5871
大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 5-3
TEL. (06) 6386-6004 FAX. (06) 6386-7009
東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-7-17 CTK ビル 5F
TEL. (03) 3866-2647 FAX. (03) 3866-2652
名古屋営業所 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武 2-3-2 サン・オフィス名古屋 857 号室
TEL. (052) 688-1329
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-12-6 花村ビル 2F
TEL. (092) 473-7001 FAX. (092) 473-8353

SEPARATION CHALLENGE ACCEPTED



Quasar C18 and AQ Columns & Cartridges

| 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 | 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 |
|--|------------|------------|-----------|----------|---------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| Quasar C18 | 300 | 3.9 | 5 | N9308800 | 48,000 | Quasar AQ | 250 | 4.6 | 5 | N9308840 | 47,000 |
| Quasar C18 | 250 | 4.6 | 5 | N9308801 | 47,000 | Quasar AQ | 150 | 4.6 | 5 | N9308841 | 47,000 |
| Quasar C18 | 150 | 4.6 | 5 | N9308802 | 47,000 | Quasar AQ | 100 | 4.6 | 5 | N9308842 | 46,000 |
| Quasar C18 | 100 | 4.6 | 5 | N9308803 | 46,000 | Quasar AQ | 50 | 4.6 | 5 | N9308843 | 46,000 |
| Quasar C18 | 50 | 4.6 | 5 | N9308804 | 46,000 | Quasar AQ | 150 | 4.6 | 3 | N9308844 | 49,000 |
| Quasar C18 | 150 | 4.6 | 3 | N9308805 | 49,000 | Quasar AQ | 100 | 4.6 | 3 | N9308845 | 49,000 |
| Quasar C18 | 100 | 4.6 | 3 | N9308806 | 49,000 | Quasar AQ | 50 | 4.6 | 3 | N9308846 | 48,000 |
| Quasar C18 | 50 | 4.6 | 3 | N9308807 | 48,000 | Quasar AQ | 150 | 3 | 3 | N9308847 | 49,000 |
| Quasar C18 | 150 | 3 | 3 | N9308808 | 49,000 | Quasar AQ | 100 | 3 | 3 | N9308848 | 49,000 |
| Quasar C18 | 100 | 3 | 3 | N9308809 | 49,000 | Quasar AQ | 50 | 3 | 3 | N9308849 | 48,000 |
| Quasar C18 | 50 | 3 | 3 | N9308810 | 48,000 | Quasar AQ | 150 | 2.1 | 3 | N9308850 | 49,000 |
| Quasar C18 | 150 | 2.1 | 3 | N9308811 | 49,000 | Quasar AQ | 100 | 2.1 | 3 | N9308851 | 49,000 |
| Quasar C18 | 100 | 2.1 | 3 | N9308812 | 49,000 | Quasar AQ | 50 | 2.1 | 3 | N9308852 | 48,000 |
| Quasar C18 | 50 | 2.1 | 3 | N9308813 | 48,000 | Quasar AQ | 100 | 4.6 | 1.7 | N9308853 | 53,000 |
| Quasar C18 | 100 | 4.6 | 1.7 | N9308814 | 53,000 | Quasar AQ | 50 | 4.6 | 1.7 | N9308854 | 53,000 |
| Quasar C18 | 50 | 4.6 | 1.7 | N9308815 | 53,000 | Quasar AQ | 100 | 3 | 1.7 | N9308855 | 53,000 |
| Quasar C18 | 100 | 3 | 1.7 | N9308816 | 53,000 | Quasar AQ | 50 | 3 | 1.7 | N9308856 | 53,000 |
| Quasar C18 | 50 | 3 | 1.7 | N9308817 | 53,000 | Quasar AQ | 100 | 2.1 | 1.7 | N9308857 | 53,000 |
| Quasar C18 | 100 | 2.1 | 1.7 | N9308818 | 53,000 | Quasar AQ | 50 | 2.1 | 1.7 | N9308858 | 53,000 |
| Quasar C18 | 50 | 2.1 | 1.7 | N9308819 | 53,000 | AQ Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308986 | 13,000 |
| C18 Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308980 | 13,000 | AQ Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 3 | N9308987 | 13,000 |
| C18 Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 3 | N9308981 | 13,000 | Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 |
| Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 | | | | | | |
| C18 Method Validation Kit, 250x4.6mm (3 columns each from a different batch) | 250 | 4.6 | 5 | N9300940 | 143,000 | | | | | | |

SEPARATION CHALLENGE ACCEPTED



Quasar C18 and AQ Columns & Cartridges

| 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 | 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| Quasar C8 | 250 | 4.6 | 5 | N9308879 | 47,000 | Quasar HILIC | 250 | 4.6 | 5 | N9308820 | 47,000 |
| Quasar C8 | 150 | 4.6 | 5 | N9308880 | 47,000 | Quasar HILIC | 150 | 4.6 | 5 | N9308821 | 47,000 |
| Quasar C8 | 100 | 4.6 | 5 | N9308881 | 46,000 | Quasar HILIC | 100 | 4.6 | 5 | N9308822 | 46,000 |
| Quasar C8 | 50 | 4.6 | 5 | N9308882 | 46,000 | Quasar HILIC | 50 | 4.6 | 5 | N9308823 | 46,000 |
| Quasar C8 | 150 | 4.6 | 3 | N9308883 | 49,000 | Quasar HILIC | 150 | 4.6 | 3 | N9308824 | 49,000 |
| Quasar C8 | 100 | 4.6 | 3 | N9308884 | 49,000 | Quasar HILIC | 100 | 4.6 | 3 | N9308825 | 49,000 |
| Quasar C8 | 50 | 4.6 | 3 | N9308885 | 48,000 | Quasar HILIC | 50 | 4.6 | 3 | N9308826 | 48,000 |
| Quasar C8 | 150 | 3 | 3 | N9308886 | 49,000 | Quasar HILIC | 150 | 3 | 3 | N9308827 | 49,000 |
| Quasar C8 | 100 | 3 | 3 | N9308887 | 49,000 | Quasar HILIC | 100 | 3 | 3 | N9308828 | 49,000 |
| Quasar C8 | 50 | 3 | 3 | N9308888 | 48,000 | Quasar HILIC | 50 | 3 | 3 | N9308829 | 48,000 |
| Quasar C8 | 150 | 2.1 | 3 | N9308889 | 49,000 | Quasar HILIC | 150 | 2.1 | 3 | N9308830 | 49,000 |
| Quasar C8 | 100 | 2.1 | 3 | N9308890 | 49,000 | Quasar HILIC | 100 | 2.1 | 3 | N9308831 | 49,000 |
| Quasar C8 | 50 | 2.1 | 3 | N9308891 | 48,000 | Quasar HILIC | 50 | 2.1 | 3 | N9308832 | 48,000 |
| Quasar C8 | 100 | 4.6 | 1.7 | N9308892 | 53,000 | Quasar HILIC | 100 | 4.6 | 1.7 | N9308833 | 53,000 |
| Quasar C8 | 50 | 4.6 | 1.7 | N9308893 | 53,000 | Quasar HILIC | 50 | 4.6 | 1.7 | N9308834 | 53,000 |
| Quasar C8 | 100 | 3 | 1.7 | N9308894 | 53,000 | Quasar HILIC | 100 | 3 | 1.7 | N9308835 | 53,000 |
| Quasar C8 | 50 | 3 | 1.7 | N9308895 | 53,000 | Quasar HILIC | 50 | 3 | 1.7 | N9308836 | 53,000 |
| Quasar C8 | 100 | 2.1 | 1.7 | N9308896 | 53,000 | Quasar HILIC | 100 | 2.1 | 1.7 | N9308837 | 53,000 |
| Quasar C8 | 50 | 2.1 | 1.7 | N9308897 | 53,000 | Quasar HILIC | 50 | 2.1 | 1.7 | N9308838 | 53,000 |
| C8 Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308982 | 13,000 | HILIC Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308984 | 13,000 |
| C8 Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 3 | N9308983 | 13,000 | HILIC Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 3 | N9308985 | 13,000 |
| Guard Holder Cartridge | - | - | - | N9306876 | 13,000 | Guard Holder Cartridge | - | - | - | N9306876 | 13,000 |

SEPARATION CHALLENGE ACCEPTED



Quasar BiPhenyl, Cyano and Silica Columns & Cartridges

| 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 | 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|--------|-----------------------------|---------|---------|-------------------|----------|--------|
| Quasar BiPhenyl | 250 | 4.6 | 5 | N9308860 | 47,000 | Quasar Cyano | 250 | 4.6 | 5 | N9308898 | 47,000 |
| Quasar BiPhenyl | 150 | 4.6 | 5 | N9308861 | 47,000 | Quasar Cyano | 150 | 4.6 | 5 | N9308899 | 47,000 |
| Quasar BiPhenyl | 100 | 4.6 | 5 | N9308862 | 46,000 | Quasar Cyano | 100 | 4.6 | 5 | N9308990 | 46,000 |
| Quasar BiPhenyl | 50 | 4.6 | 5 | N9308863 | 46,000 | Quasar Cyano | 50 | 4.6 | 5 | N9308991 | 46,000 |
| Quasar BiPhenyl | 150 | 4.6 | 3 | N9308864 | 49,000 | Quasar Cyano | 150 | 3 | 3 | N9308902 | 49,000 |
| Quasar BiPhenyl | 100 | 4.6 | 3 | N9308865 | 49,000 | Quasar Cyano | 100 | 3 | 3 | N9308903 | 49,000 |
| Quasar BiPhenyl | 50 | 4.6 | 3 | N9308866 | 48,000 | Quasar Cyano | 50 | 3 | 3 | N9308904 | 48,000 |
| Quasar BiPhenyl | 150 | 3 | 3 | N9308867 | 49,000 | Quasar Cyano | 150 | 2.1 | 3 | N9308905 | 49,000 |
| Quasar BiPhenyl | 100 | 3 | 3 | N9308868 | 49,000 | Quasar Cyano | 100 | 2.1 | 3 | N9308906 | 49,000 |
| Quasar BiPhenyl | 50 | 3 | 3 | N9308869 | 48,000 | Quasar Cyano | 50 | 2.1 | 3 | N9308907 | 48,000 |
| Quasar BiPhenyl | 150 | 2.1 | 3 | N9308870 | 49,000 | CN Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308988 | 13,000 |
| Quasar BiPhenyl | 100 | 2.1 | 3 | N9308871 | 49,000 | CN Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 3 | N9308989 | 13,000 |
| Quasar BiPhenyl | 50 | 2.1 | 3 | N9308872 | 48,000 | Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 |
| Quasar BiPhenyl | 100 | 4.6 | 1.7 | N9308873 | 53,000 | | | | | | |
| Quasar BiPhenyl | 50 | 4.6 | 1.7 | N9308874 | 53,000 | | | | | | |
| Quasar BiPhenyl | 100 | 3 | 1.7 | N9308875 | 53,000 | | | | | | |
| Quasar BiPhenyl | 50 | 3 | 1.7 | N9308876 | 53,000 | | | | | | |
| Quasar BiPhenyl | 100 | 2.1 | 1.7 | N9308877 | 53,000 | | | | | | |
| Quasar BiPhenyl | 50 | 2.1 | 1.7 | N9308878 | 53,000 | | | | | | |
| Biphenyl Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9304490 | 13,000 | | | | | | |
| Biphenyl Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 3 | N9304491 | 13,000 | | | | | | |
| Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 | | | | | | |
| | | | | | | 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 |
| | | | | | | Quasar Silica | 250 | 4.6 | 5 | N9308908 | 47,000 |
| | | | | | | Quasar Silica | 150 | 4.6 | 5 | N9308909 | 47,000 |
| | | | | | | Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 |

SEPARATION CHALLENGE ACCEPTED



Quasar SPP C18 and RP Amide Columns & Cartridges

| 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 | 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 | |
|--|------------|------------|-----------|----------|---------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|----------|--------|
| Quasar SPP C18 | 150 | 4.6 | 2.6 | N9308910 | 63,000 | SPP RP Amide | 150 | 4.6 | 2.6 | N9308946 | 56,000 | |
| Quasar SPP C18 | 100 | 4.6 | 2.6 | N9308911 | 62,000 | SPP RP Amide | 100 | 4.6 | 2.6 | N9308947 | 51,000 | |
| Quasar SPP C18 | 50 | 4.6 | 2.6 | N9308912 | 61,000 | SPP RP Amide | 50 | 4.6 | 2.6 | N9308948 | 45,000 | |
| Quasar SPP C18 | 150 | 3 | 2.6 | N9308913 | 63,000 | SPP RP Amide | 150 | 3 | 2.6 | N9308949 | 56,000 | |
| Quasar SPP C18 | 100 | 3 | 2.6 | N9308914 | 62,000 | SPP RP Amide | 100 | 3 | 2.6 | N9308950 | 51,000 | |
| Quasar SPP C18 | 50 | 3 | 2.6 | N9308915 | 45,000 | SPP RP Amide | 50 | 3 | 2.6 | N9308951 | 45,000 | |
| Quasar SPP C18 | 150 | 2.1 | 2.6 | N9308916 | 63,000 | SPP RP Amide | 150 | 2.1 | 2.6 | N9308952 | 56,000 | |
| Quasar SPP C18 | 100 | 2.1 | 2.6 | N9308917 | 62,000 | SPP RP Amide | 100 | 2.1 | 2.6 | N9308953 | 51,000 | |
| Quasar SPP C18 | 50 | 2.1 | 2.6 | N9308918 | 45,000 | SPP RP Amide | 50 | 2.1 | 2.6 | N9308954 | 45,000 | |
| Quasar SPP C18 | 250 | 4.6 | 5 | N9308955 | 61,000 | SPP RP Amide | 150 | 4.6 | 5 | N9308972 | 55,000 | |
| Quasar SPP C18 | 150 | 4.6 | 5 | N9308956 | 55,000 | SPP RP Amide | 100 | 4.6 | 5 | N9308973 | 52,000 | |
| Quasar SPP C18 | 100 | 4.6 | 5 | N9308957 | 52,000 | SPP RP Amide | 50 | 4.6 | 5 | N9308974 | 48,000 | |
| Quasar SPP C18 | 50 | 4.6 | 5 | N9308958 | 48,000 | | | | | | | |
| SSP C18 Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 2.6 | N9308992 | 17,000 | Guard Holder | Cartridge | - | - | - | N9306876 | 13,000 |
| SSP C18 Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308993 | 17,000 | | | | | | | |
| Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 | | | | | | | |
| SPP C18 Method Validation Kit, 150x4.6mm (3 columns each from a different batch) | 150 | 4.6 | 2.6 | N9300942 | 189,000 | | | | | | | |
| SPP C18 Method Validation Kit, 100x3.0mm (3 columns each from a different batch) | 100 | 3 | 2.6 | N9300943 | 186,000 | | | | | | | |

Quasar SPP HILIC and PFP Columns & Cartridges

| 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 | 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 |
|--|------------|------------|-----------|----------|--------|--|------------|------------|-----------|----------|--------|
| Quasar SPP HILIC | 150 | 4.6 | 2.6 | N9308919 | 56,000 | Quasar SPP PFP | 150 | 4.6 | 2.6 | N9308928 | 56,000 |
| Quasar SPP HILIC | 100 | 4.6 | 2.6 | N9308920 | 51,000 | Quasar SPP PFP | 100 | 4.6 | 2.6 | N9308929 | 51,000 |
| Quasar SPP HILIC | 50 | 4.6 | 2.6 | N9308921 | 61,000 | Quasar SPP PFP | 50 | 4.6 | 2.6 | N9308930 | 47,000 |
| Quasar SPP HILIC | 150 | 3 | 2.6 | N9308922 | 63,000 | Quasar SPP PFP | 150 | 3 | 2.6 | N9308931 | 56,000 |
| Quasar SPP HILIC | 100 | 3 | 2.6 | N9308923 | 62,000 | Quasar SPP PFP | 100 | 3 | 2.6 | N9308932 | 51,000 |
| Quasar SPP HILIC | 50 | 3 | 2.6 | N9308924 | 61,000 | Quasar SPP PFP | 50 | 3 | 2.6 | N9308933 | 45,000 |
| Quasar SPP HILIC | 150 | 2.1 | 2.6 | N9308925 | 63,000 | Quasar SPP PFP | 150 | 2.1 | 2.6 | N9308934 | 56,000 |
| Quasar SPP HILIC | 100 | 2.1 | 2.6 | N9308926 | 62,000 | Quasar SPP PFP | 100 | 2.1 | 2.6 | N9308935 | 51,000 |
| Quasar SPP HILIC | 50 | 2.1 | 2.6 | N9308927 | 61,000 | Quasar SPP PFP | 50 | 2.1 | 2.6 | N9308936 | 45,000 |
| Quasar SPP HILIC | 150 | 4.6 | 5 | N9308960 | 55,000 | Quasar SPP PFP | 150 | 4.6 | 5 | N9308964 | 55,000 |
| Quasar SPP HILIC | 50 | 4.6 | 5 | N9308962 | 48,000 | Quasar SPP PFP | 100 | 4.6 | 5 | N9308965 | 52,000 |
| SSP HILIC Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 2.6 | N9308994 | 17,000 | SSP PFP Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 2.6 | N9308996 | 17,000 |
| SSP HILIC Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308995 | 17,000 | SSP PFP Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 5 | N9308997 | 17,000 |
| Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 | Guard Cartridge Holder | - | - | - | N9306876 | 13,000 |

Quasar SPP BiPhenyl Columns & Cartridges

| 官能基 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 粒子径 μm | 品番 | 定価 |
|---|------------|------------|-----------|----------|--------|
| SPP Biphenyl | 150 | 4.6 | 2.6 | N9308910 | 63,000 |
| SPP Biphenyl | 100 | 4.6 | 2.6 | N9308911 | 62,000 |
| SPP Biphenyl | 50 | 4.6 | 2.6 | N9308912 | 61,000 |
| SPP Biphenyl | 150 | 3 | 2.6 | N9308913 | 63,000 |
| SPP Biphenyl | 100 | 3 | 2.6 | N9308914 | 62,000 |
| SPP Biphenyl | 50 | 3 | 2.6 | N9308915 | 45,000 |
| SPP Biphenyl | 150 | 2.1 | 2.6 | N9308916 | 63,000 |
| SPP Biphenyl | 100 | 2.1 | 2.6 | N9308917 | 62,000 |
| SPP Biphenyl | 50 | 2.1 | 2.6 | N9308918 | 45,000 |
| SPP Biphenyl | 150 | 4.6 | 5 | N9308956 | 55,000 |
| SPP Biphenyl | 100 | 4.6 | 5 | N9308957 | 52,000 |
| SPP Biphenyl | 50 | 4.6 | 5 | N9308958 | 48,000 |
| SSP Biphenyl Guard Cartridge (3/pack) | 10 | 3 | 2.6 | N9308998 | 17,000 |

SEPARATION CHALLENGE ACCEPTED



Quasar カラムケミストリー

| ケミストリー | UPS分類 | PH範囲 | 粒子径 (μm) | ポアサイズ (\AA) | 表面積 (m^2/g) | カーボン化率 | エンドキャップ |
|-----------------|-------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| Quasar C18 | L1 | 1-10 | 1.7 / 3.0 / 5.0 | 100 | 380 | 17% | あり |
| Quasar C8 | L7 | 1-10 | 1.7 / 3.0 / 5.0 | 100 | 380 | 13% | あり |
| Quasar AQ | L1 | 2-9 | 1.7 / 3.0 / 5.0 | 100 | 380 | 18% | ポーラーエンドキャップ |
| Quasar HILIC | L20 | 2-8 | 1.7 / 3.0 / 5.0 | 100 | 380 | 4% | あり |
| Quasar Biphenyl | L11 | 2-8 | 1.7 / 3.0 / 5.0 | 100 | 380 | 13% | あり |
| Quasar CN | L10 | 2-9 | 1.7 / 3.0 / 5.0 | 100 | 380 | 7% | あり |
| Quasar Silica | L3 | 2-8 | 1.7 / 3.0 / 5.0 | 100 | 380 | - | なし |

Quasar SPPカラムケミストリー

| ケミストリー | UPS分類 | PH範囲 | 粒子径 (μm) | ポアサイズ (\AA) | 表面積 (m^2/g) | カーボン化率 | エンドキャップ |
|---------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|---------|
| Quasar SPP C18 | L1 | 1-9 | 2.6 / 5.0 | 80 | 140 | 10% | あり |
| Quasar SPP HILIC | L20 | 2-8 | 2.6 / 5.0 | 80 | 140 | n/a | n/a |
| Quasar SPP Biphenyl | L11 | 2-9 | 2.6 / 5.0 | 80 | 140 | 7% | あり |
| Quasar SPP RP Amide | L60 | 2-9 | 2.6 / 5.0 | 80 | 140 | 9% | あり |
| Quasar PFP | L43 | 2-9 | 2.6 / 5.0 | 80 | 140 | 6% | あり |