

お試し
下さい!

イオナイザー内蔵分析天びん

BMシリーズ

無償貸し出しキャンペーン実施中!

★ 現在お使いの分析天びんにご不満はありませんか？

★ 静電気にイライラしないで計量できます！

分析天びんBMシリーズを無償でお貸出し致します。


計量データロガー AD-1688 ¥18,000(税抜)

計量データを日付・時刻入りで保持できます。
また、保存したデータは専用ソフト不要でCSVファイルにて
USBポートから簡単にパソコンへ取込可能です。

【全機種に標準付属】



内蔵型
イオナイザー



内蔵された4つの
放電電極で
「強力除電」

| モデル | BM-200 | BM-300 | BM-500 | BM-252 | BM-20 | BM-22 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ひょう量 | 220g | 320g | 520g | 250g | 22g | 5.1g / 22g |
| 最小表示 | 0.1mg | | | 0.01mg | 0.001mg | *0.001mg / 0.01mg |
| 計量皿寸法 | φ90mm | | | | φ25mm | |
| 標準価格(税込価格) | ¥320,000(¥336,000) | ¥370,000(¥388,500) | ¥420,000(¥441,000) | ¥450,000(¥472,500) | ¥800,000(¥840,000) | ¥700,000(¥735,000) |

* 重い風袋を載せても精密レンジ(0.001mg表示)での計量が可能です。(スマートレンジ機能)

分析天秤 デモ機申込書

| | | |
|---------|------------|-------------------------------------|
| ご使用先 | 施設名 | |
| (お客様名) | 部署名 | |
| | ご担当者名 | |
| | 住所 | |
| デモ機依頼商品 | ○をつけてください。 | → BM200 BM300 BM500 BM252 BM20 BM22 |
| 販売店様 | 御社名(営業所名) | |
| | お名前 | |

※申し込みは、最寄りの株式会社エー・アンド・デイ営業所までお願いします。

**お試し
下さい!**

無償貸出し キャンペーン実施中!



MPA-10000

電動だから **正確・疲れ**ない

1台 **¥38,000**

スターター 2台購入しても **¥76,000**

セットとして、3台購入しても **¥114,000**

※全て税抜き定価です

仕様


| モデル | MPA-10 | | MPA-20 | | MPA-200 | | MPA-1200 | | MPA-10000 | | | |
|----------|---|-------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|--------|
| 容量範囲 | 0.5~10.0μL | | 2.0~20.0μL | | 10~200μL | | 100~1200μL | | 0.1~10.0mL | | | |
| 性能 | 容量 | 1.0μL | 10.0μL | 2.0μL | 20.0μL | 10μL | 200μL | 100μL | 1200μL | 1.0mL | 5.0mL | 10.0mL |
| | 正確さ | ±4.0% | ±1.0% | ±4.0% | ±1.0% | ±2.5% | ±0.6% | ±2.5% | ±0.5% | ±2.5% | ±1.0% | ±0.5% |
| | 再現性 (CV) | 2.5% | 0.4% | 2.5% | 0.4% | 1.0% | 0.15% | 0.6% | 0.15% | 0.6% | 0.15% | 0.15% |
| 最小可変容量 | 0.1μL | | | | 1μL | | | | 0.1mL | | | |
| 動作モード | 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) | | | | | | | | | | | |
| 定価(税抜定価) | ¥38,000 | | | | | | | | | | | |

スーパーショット[※]搭載! 連続分注が大量にできます

※スーパーショットとは、下限値を極限まで少量にして分注回数を多くした連続分注

連続分注モード"MD"

1回の吸引で、連続分注(等量)



**PCRプレート
分注に最適**

| モデル | MPA-10 | MPA-20 | MPA-200 | MPA-1200 | MPA-10000 |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| 連続分注 | 0.3uL×33回 | 0.3uL×66回 | 3uL×66回 | 15uL×80回 | 0.1mL×99回 |

電動マイクロピペット デモ機申込書

| | | |
|---------|------------|--|
| ご使用先 | 施設名 | |
| (お客様名) | 部署名 | |
| | ご担当者名 | |
| | 住所 | |
| デモ機依頼商品 | ○をつけてください。 | → MPA-10 MPA-20 MPA-200 MPA-1200 MPA-10000 |
| 販売店様 | 御社名(営業所名) | |
| | お名前 | |

※申し込みは、最寄りの株式会社エー・アンド・デイ営業所までお願いします。