

細胞内代謝、細胞老化の対象製品ご購入者へ

細胞数補正キット

無償進呈 キャンペーン!

プレートアッセイに
便利です!


今ならマイクロプレートを用いた細胞内代謝または細胞老化の測定キットを購入すると、マイクロプレートアッセイに欠かせない細胞数補正キットを無償で進呈いたします。

キャンペーン対象製品

細胞内代謝測定 Glucose Assay Kit-WST [G264]、Lactate Assay Kit-WST [L256]

- ・今、一番売れている代謝キット
- ・培養上清と試薬を混合するだけ
- ・残った細胞は他の実験に利用できる

<測定操作>



発売から1年、様々なご意見を頂きました。

はじめて代謝を測定される方

- ・従来品は高価で手が出なかった。
- ・小容量があったのでまず試せた。
- ・HP掲載の代謝マップが参考になった。

他社製品を使われていた方



- ・従来品に比べ検量線の直線性が良かった。
- ・試薬が冷蔵保存なので手間が減った。
- ・価格も安いので継続して使いたい。

詳しい製品情報はHPで **細胞内代謝 同仁 検索**

細胞老化測定 Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGal [SG05]

- ・細胞老化をプレートで簡単に数値化
- ・汎用の指標であるSA-β-gal活性を検出
- ・操作は試薬を加えるだけ

<測定操作>



<実験例>

継代数の異なるWI-38（ヒト胎児肺由来繊維芽細胞）を用い、本キットによるマイクロプレートアッセイを行いました。結果、継代数を重ねた細胞では、SA-β-galの亢進が確認されました。

詳しい製品情報はHPで **SG05 同仁 検索**

上記製品ご購入後の申し込みで

細胞数補正キット(200 tests)を無償進呈




細胞数補正キットとは？

本キットには、核染色試薬 (Hoechst 33342) と簡易操作を実現したバッファを同梱。細胞を用いたマイクロプレートアッセイ時に細胞数の補正を簡便に行えます。

細胞数補正キットの詳細とキャンペーンの申し込み方法は裏面をご覧ください。

細胞数の補正は、どんな時に必要？

マイクロプレートを用いた細胞の解析では、得られる結果がウェル中の細胞数によって変化します。特に細胞毒性のある薬剤添加や増殖能に影響する刺激を行う場合には、測定値の補正が必要になります。



細胞内代謝(乳酸)の測定例

既存の補正方法をお使いの方へ

本キットは細胞内の核を指標にした補正法で、既存法(細胞数カウント法、タンパク質定量法)に比べて簡便な操作性を実現しております。既存法との比較については製品 HP をご覧ください。

詳しい製品情報は HP で

C544 同仁 検索

キャンペーン申し込みの流れ

対象製品(詳細は裏面をご覧ください)をお手元に、小社 HP のキャンペーンページよりお申込みください。

Cell Count Normalization Kit を 1 セット (200 tests) お届けします。



キャンペーン適用条件

- ・先着 50 名様とさせていただきます。数量限定のため、なくなり次第終了といたします。
- ・対象製品 1 セット購入につき、細胞数補正キット 1 セットを進呈致します。
- ・本キャンペーンは、日本国内のお客様に限りです。

キャンペーン対象製品

品名	容量	希望納入価格	製品コード
Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGal	20 tests	¥ 11,000-	SG05
	100 tests	¥ 32,000-	
Glucose Assay Kit-WST	50 tests	¥ 18,000-	G264
	200 tests	¥ 38,000-	
Lactate Assay Kit-WST	50 tests	¥ 29,000-	L256
	200 tests	¥ 68,000-	

1) 記載価格は本体価格のみで、消費税等は含まれておりません。

2) 記載価格はこのパンフレット編集時(2019年2月)における希望納入価格です。予告なしに変更する場合がございますのでご注意ください。

3) 試験・研究用のみに使用するものです。医療用その他の目的には使用できません。

発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

FreeDial : 0120-052-099 FreeFax : 0120-052-806

URL : ffwk.fujifilm.co.jp

取扱店

製造元・国内問合せ先

株式会社同仁化学研究所

Tel : 096-286-1515(代表) FreeDial : 0120-489-548

URL : www.dojindo.co.jp E-mail : info@dojindo.co.jp

ドージン・イースト(東京)

Tel : 03-3578-9651(代表)