

▶ 2021年5月25日(火)～2021年9月30日(木)【ご注文分】

簡便・高速で増幅可能なPCR・qPCR製品で研究を応援します

伸長速度が最速1秒(～1kb)のPCR Master Mix

KOD One® PCR Master Mix

KOD One® PCR Master Mix -Blue-



製品の詳細はこちら




サンプル請求はこちら




各種PCRが高速で実施可能!

さらに「ホットスタート対応」+「dl, dUを含むプライマー・テンプレート対応」

●伸長速度は最速1sec./kbを実現!



●KODシリーズ最高レベルの正確性!



●クルードサンプルも精製なしで効率よく増幅!



●イノシン(dl)・ウラシル(dU)を含むプライマー・テンプレートに対応!

品名	包装	保存温度	Code No.	通常価格	キャンペーン価格
(Dye-free 2×PCR Master Mix) KOD One® PCR Master Mix	1mL×5本*1	-20°C	KMM-101	¥35,000	¥21,000
	(1mL×5本)×5	-20°C	KMM-101×5	¥140,000	¥98,000
(Dye-containing 2×PCR Master Mix) KOD One® PCR Master Mix -Blue-	1mL×5本*1	-20°C	KMM-201	¥35,000	¥21,000
	(1mL×5本)×5	-20°C	KMM-201×5	¥140,000	¥98,000

*1 20μL 反応系で500回用、50μLで反応液で200回用としてご使用になれます。
※通常価格およびキャンペーン価格は税別です。

高速サイクルにも対応したqPCR Master Mix

THUNDERBIRD® Next SYBR® qPCR Mix

- ▶ 増幅効率の向上
- ▶ 低コピー域の検出感度向上
- ▶ 高い特異性
- ▶ 伸長 10 秒の高速サイクルにも対応
- ▶ 調製した反応液の安定性向上
- ▶ キャリーオーバーによる偽陽性防止 (別売 UNG を組み合わせた場合)
- ▶ 補正用色素含有で、ROX 添加不要





製品の詳細はこちら




サンプル請求はこちら

高速サイクル増幅例



95°C, 30sec.
↓
95°C, 3sec.
60°C, 10sec. (40 cycles)
↓
融解曲線解析



着色済みのため
分注ミスを低減

品名	包装	保存温度	Code No.	通常価格	キャンペーン価格
高効率リアルタイム PCR マスターミックス THUNDERBIRD® Next SYBR® qPCR Mix	1.67mL×3 本*1	-20°C	QPX-201	¥29,000	¥17,400

*1 本製品は 2× マスターミックスです。

20 μL 反応系で 500 回用、50 μL 反応系で 200 回用としてご使用になれます。

※通常価格およびキャンペーン価格は税別です。



東洋紡株式会社



公式 Twitter

バイオプロダクト営業部 (大阪)
〒530-8230 大阪府北区堂島浜二丁目 2 番 8 号
TEL 06-6348-3786 FAX 06-6348-3833
(E-mail) order_lifescience@toyobo.jp
バイオプロダクト営業部 (東京)
〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目 17 番 10 号
住友商事京橋ビル
TEL 03-6887-8819 FAX 03-6887-8951
(E-mail) order_lifescience@toyobo.jp

Toyobo テクニカルライン

TEL 06-6348-3888
(9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 [土日祝日、休日を除く])
FAX 06-6348-3833
(E-mail) tech_osaka@toyobo.jp

Toyobo Web Site

[<https://lifescience.toyobo.co.jp/>]