

さあ、次世代シーケンスを始めよう！

Genexus Integrated シーケンサシステム 発売1周年記念感謝キャンペーン



自動化された最新次世代シーケンサIon Torrent™ Genexus™ Integrated シーケンサシステムで新型コロナウイルス変異解析やがんゲノム解析をより簡単、シンプルに。解析準備のほとんどが自動化されているため、サンプルと専用試薬を機器にセットするだけで解析が可能です。

延長保証 1年追加で

通常価格 ¥45,000,000 が **¥34,800,000**

キャンペーン期間

2021年7月12日(月)～2021年12月10日(金) 弊社受注分まで



サンプル精製
核酸 (DNA、RNA)

Genexus シーケンサシステム



機器に試薬を設置

データ出力

ユーザー操作1回、ハンズオンタイム5分
ターンアラウンドタイムは最短 1日

従来のNGSシステム



ライブラリ調製、定量
クローナル増幅 (emPCR)
チップローディング…

データ出力

ユーザー操作10回以上、ハンズオンタイム7時間以上
ターンアラウンドタイムの合計 3～4日

製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Genexus Integrated シーケンサシステム	Ion Genexus-S2-CP21 (2年保証)	¥45,000,000	¥34,800,000

ion torrent

Ion GeneStudio S5 シーケンサ 次世代シーケンサ買い換え応援キャンペーン

1台のシーケンサで異なる半導体チップの使い分けが可能です。

通常価格 **¥12,340,000** が **¥6,480,000**

キャンペーン期間

2021年7月12日(月)～2021年12月10日(金) 弊社受注分まで

迅速シーケンス



Ion GeneStudio™ S5 システム

ターンアラウンドタイム：19時間*

* シーケンシングと解析の時間は Ion 540 Chip に基づく。

より速く



Ion GeneStudio™ S5 Plus システム

ターンアラウンドタイム：10時間*

さらにより速く



Ion GeneStudio™ S5 Prime システム

ターンアラウンドタイム：6.5時間*



Ion 510™ Chip

200～300万リード

500 Mb



Ion 520™ Chip

400～600万リード

1 Gb



Ion 530™ Chip

1,500～2,000万リード

4 Gb



Ion 540™ Chip

6,000～8,000万リード

15 Gb



Ion 550™ Chip

1～1.3億リード

25 Gb

※ Ion GeneStudio S5 Plus、S5 Primeのみ対応

製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Ion GeneStudio S5 システム	GS-001-CP21 (1年保証)	¥12,340,000	¥6,480,000
Ion GeneStudio S5 Plus システム	GSPLU-001-CP21 (1年保証)	¥23,120,000	¥12,900,000
Ion GeneStudio S5 Prime システム	GSPRI-001-CP21 (1年保証)	¥28,890,000	¥18,000,000

複数年保証パッケージもキャンペーン期間中お得な価格でご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。
© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2021年6月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。
また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc **ION195-A21060B**

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

f facebook.com/ThermoFisherJapan

t @ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC