


抗体カスタムデザインサービス

LUCID & DURAClone お試しキャンペーン

期限 ~ 2023年12月29日(金) ご注文分まで



今のフローサイトメーターのサンプル処理を時短しませんか？

- プレミック抗体をチューブに分注し、ドライ化
- 室温保管 (18 ~ 30°C) が可能
- 24ヵ月保証*

*抗体カスタムデザインLUCID

抗体カスタムデザインサービス LUCID

| 製品番号 | 製品名 | テスト数 (チューブ数) | メーカー希望 小売価格 (税抜) | 最大 75% OFF | 特別メーカー希望 小売価格 (税抜) |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| B74672 | LUCID DURA Innovations 2カラー | 200テスト | 800,000円 | 75% OFF | 200,000円 |
| B74673 | LUCID DURA Innovations 3カラー | | 950,000円 | 63% OFF | 350,000円 |
| B74674 | LUCID DURA Innovations 4カラー | | 1,000,000円 | 60% OFF | 400,000円 |
| B74675 | LUCID DURA Innovations 5カラー | | 1,350,000円 | 63% OFF | 500,000円 |

*初めてLUCIDをご注文する方に限ります。*6カラー以上の場合はお問い合わせください。

DURACloneパネル キャンペーン対象商品

| 製品番号 | 製品名 | マーカー数 | カラー数 | テスト数 (チューブ数) | メーカー希望 小売価格 (税抜) | 特別メーカー希望 小売価格 (税抜) |
|---------------------|--|-------|------|--------------|---------------------|---|
| 免疫システム研究パネル | | | | | | |
| B53309 | DURAClone IM Phenotyping BASIC Tube | 8 | 8 | 25テスト | 102,900円 | お問い合わせ ください 0120-826-777 www.beckman.jp/ contact-us |
| B53318 | DURAClone IM B cells Tube | 8 | 8 | | 168,000円 | |
| B53328 | DURAClone IM T cell subsets Tube | 10 | 10 | | 205,000円 | |
| B53340 | DURAClone IM TCRs Tube | 9 | 9 | | 158,000円 | |
| B53346 | DURAClone IM Treg Tube | 8 | 8 | | 102,900円 | |
| B53351 | DURAClone IM Dendritic cells Tube | 8 | 12 | | 205,000円 | |
| B88651 | DURAClone IM Granulocytes Tube | 9 | 12 | | 173,000円 | |
| C96081 | DURAClone IM Innate Lymphoid Cell Tube | 7 | 17 | | 280,000円 | |
| 免疫機能研究パネル | | | | | | |
| B88649 | DURAClone IF T Activation Tube | 6 | 6 | 25テスト | 210,000円 | |
| C04666 | DURAClone IF T-helper Cell tube | 5 | 5 | | 158,000円 | |
| C21858 | DURAClone IF Monocyte Activation Tube | 4 | 4 | | 126,000円 | |
| C23406 | DURAClone IF Basophil Activation | 5 | 5 | | 262,500円 | |
| ヒト成体幹細胞評価パネル | | | | | | |
| C34369 | DURAClone SC Mesenchymal Tube | 8 | 9 | 25テスト | 210,000円 | |
| C49589 | DURAClone SC Hematopoietic Tube | 8 | 8 | | 180,000円 | |
| レアイベント検出パネル | | | | | | |
| C75112 | DURAClone RE CTC Tube | 4 | 4 | 15テスト | 135,000円 | |



製品の詳細はこちらから ▶ <https://bit.ly/45DS50u>

キャンペーン番号

FLW23092

*ご注文の際は、こちらのキャンペーン番号を弊社販売代理店へお伝えください。

*特別メーカー希望小売価格の実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

LUCIDオーダー手順

1. 一つのチューブにプレミックスするカラー数と、ベックマン・コールターの抗体カタログから抗体を選択ください。

目的の蛍光標識がない場合は、ご相談ください。

抗体のご確認はこちらから ▶ <https://bit.ly/3OY11r4>


2. 製造契約書を締結します。



3. 約3～4か月でお届けします。

抗体の製造状況によりお届けまでの期間が変わることがあります。

▶詳しくは営業担当まで



cGMP製造

ベックマン・コールターのフローサイトメトリー用抗体の全製品は、医療機器の適正製造基準 (cGMP) のもと、業界最高水準に準拠し、認定された施設で製造されています。施設および製造工程は、国内外の品質保証機関により定期的に監査されています。適正製造規範は、製品の設計・開発から製造、製品の更新に至るまで、最適なプロセスが守られていることを保証するものです。



タンデム色素技術

ベックマン・コールターのタンデム色素は、独自の技術によりドナー色素からアクセプター分子へのエネルギー遷移効率の最大化を実現し、最小限の蛍光補正によるマルチカラー測定が可能です。

Patented tandem dye manufacturing process



- ① PE (ドナー) 分子の立体構造を展開し、アクセプター分子 (Cy7など) を結合
- ② PE 分子の立体構造を復元
- ③ 得られたタンデム色素を分画
- ④ 蛍光特色の最適なフラクションを回収し、抗体に標識



DURA Technologyの詳細はこちらから

<https://www.beckman.jp/resources/technologies/dura-innovations>



アプリケーションに対応した抗体パネル試薬キットDURAClone製品の詳細はこちらから

<https://bit.ly/45DS50u>



Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704

e-mail bckk_ls_web@beckman.com URL <https://www.beckman.jp>

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

F23g0666a



MAPSS-LS-202308-60

2023.09-10000 (L)