

貴重なサンプル **1** 滴も無駄にしたい方へ

DNA低吸着

タンパク低吸着

Sorenson™ 低吸着チップ

ノンフィルターチップ

フィルターチップ

サンプル
吸着
最小限！

溶出、
サンプル
劣化なし！



耐薬品性
ポリマー
使用！

まずはサンプルから
お試しください

希望型番を
ご入力ください。



Sorenson™社 低吸着チップの利点

低吸着チップは、結合したポリマー技術を利用してその精度を大幅に向上させた製品です。独自のポリマーを結合させることによりチップ表面を疎水処理し、それがピペットチップの内壁の表面張力を軽減させ、チップ原料へのDNAやタンパク質分子の吸着を最小限に抑えることができます。

こんなピペッティングにオススメ

- サンプル吸着がその後の実験に影響を与える定量アッセイ
- 高い精度を必要とする非常に重要で微量なプロトコル
- 1 滴も無駄にしたい高価な試薬



従来のチップ
サンプルの残存が
あります



低吸着チップ
全てのサンプルを吐き出します


キャンペーン価格でご提供中！

キャンペーン価格でご提供しております！

ノンフィルターチップ



	Cat.No.	滅菌	包装形態	入数	キャンペーン価格(税抜)		
10 μ L ウルトラ G	23580T		バルク	1,000本/袋	¥4,500	→ ¥2,300	@¥2.3
	23570T	●	セルラック	96本×10ラック	¥12,200	→ ¥4,600	@¥4.8
10 μ L ロングリーチ	37650T		バルク	1,000本/袋	¥5,200	→ ¥2,500	@¥2.5
	37660T	●	セルラック	96本×10ラック	¥12,100	→ ¥5,700	@¥5.9
200 μ L マルチフィット	10520T	●	セルラック	96本×10ラック	¥8,800	→ ¥5,000	@¥5.2
200 μ L ソフトフィット & シンウォール	15720T		バルク	1,000本/袋	¥3,900	→ ¥2,000	@¥2
	15670T	●	セルラック	96本×10ラック	¥9,200	→ ¥5,900	@¥6.1
300 μ L NX マルチフィット	31770T		バルク	1,000本/袋	¥4,800	→ ¥2,600	@¥2.6
	31790T	●	セルラック	96本×10ラック	¥10,000	→ ¥5,900	@¥6.1
300 μ L XT マルチフィット	30800T		バルク	1,000本/袋	¥4,800	→ ¥3,000	@¥3
	30930T	●	セルラック	96本×10ラック	¥10,300	→ ¥6,300	@¥6.6
1000 μ L マルチフィット	10190T		バルク	1,000本/袋	¥5,100	→ ¥3,200	@¥3.2
	10230T	●	スタンダード ラック	100本×10ラック	¥11,200	→ ¥6,500	@¥6.5



フィルターチップ



	Cat.No.	滅菌	包装形態	入数	キャンペーン価格(税抜)		
10 μ L ウルトラ G	28200T	●	セルラック	96本×10ラック	¥18,900	→ ¥9,600	@¥10
10 μ L ロングリーチ	38000T	●	セルラック	96本×10ラック	¥15,800	→ ¥9,900	@¥10.3
20 μ L マルチガード	14210T	●	セルラック	96本×10ラック	¥15,800	→ ¥9,900	@¥10.3
100 μ L マルチガード	36060T	●	セルラック	96本×10ラック	¥15,800	→ ¥9,900	@¥10.3
200 μ L マルチガード	14220T	●	セルラック	96本×10ラック	¥18,000	→ ¥9,900	@¥10.3
200 μ L NX マルチガード	30550T	●	セルラック	96本×10ラック	¥15,800	→ ¥9,900	@¥10.3
200 μ L マルチガード3	17370T-X	●	セルラック	96本×10ラック	¥16,900	→ ¥9,900	@¥10.3
300 μ L XT マルチガード	30510T-X	●	セルラック	96本×10ラック	¥16,900	→ ¥9,900	@¥10.3
1000 μ L マルチガード	14200T	●	スタンダード ラック	100本×10ラック	¥15,800	→ ¥10,300	@¥10.3



キャンペーン期間：9月30日まで

まずはサンプルから
お試しください



希望型番を
ご入力
ください。



日本ジェネティクス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階

TEL 03 (3813) 0961 <https://n-genetics.com>

FAX 03 (3813) 0962 E-mail info@genetics-n.co.jp