

スタンダードが歴史を変える

サンガーシーケンシングとフラグメント解析のための

SeqStudio ジェネティックアナライザ

発売1周年記念キャンペーン

延長保証1年追加して、

通常価格 **¥8,450,000** が **¥6,500,000**

3年保証/ 3年目点検付もお得な金額¥6,955,000でご用意

キャンペーン期間

2018年8月1日(水) ~ 2018年11月30日(金) 弊社受注分まで



4カ月間の安定性を備えた
オールインワンカートリッジ



同じプレート上でシーケンシングと
フラグメント解析の設定可能



スピーディー：
最短でわずか30分でラン可能



複数のシーケンス用2次解析
ソフトウェアと共に、フラグメント
解析用ソフトウェアが付属



Thermo Fisher Cloud* を
使用して、どこからでも
データにアクセス可能



スムーズにすぐに使用開始可能



2年間の機器保証付き
※点検サービスは含まれません。

* インターネットアクセスが必要

機器本体仕様

キャピラリ数	4
検出色素数	6
サンプルフォーマット	96ウェルプレート、8連チューブ
アプリケーション	サンガーシーケンシング (NGSデータの確認、indels;ヘテロ接合体検出;マイナー変異検出) フラグメント解析 (マイクロサテライト解析、MLPA™、細胞認証、Applied Biosystems™ SNaPshot™ アプリケーションとの互換性)
サイズ	49.5 x 64.8 x 44.2 cm (W x D x H)
重量	45.4 kg
電圧	100-240 V
機体内メモリー	128 GB、およそ14,000サンプル (3,500インジェクション) 相当
機体内トラッキング	RFID (Radio-frequency identification)
解析ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> Sequence Analysis Software SeqScape Software Variant Reporter Software GeneMapper software Minor Variant Finder Software

カートリッジ仕様

最大サンプル数/インジェクション数	500 サンプル (125インジェクション)
ポリマータイプ	フラグメント解析とシーケンシングすべての用途に使用可能なユニバーサルポリマー
機器内に設置時の有効期間	機器内設置後4ヶ月間
保存温度	2-8°C
機体内トラッキング	RFID (Radio-frequency identification)

Run Module (Sequencing Analysis)	ランタイム (min)	キャピラリ (cm)	ポリマーの種類	連続して精度が99.9%以上の領域
ShortSeq	30	28	POP-1™	350 bp
MediumSeq	45	28	POP-1™	500 bp
LongSeq	120	28	POP-1™	700 bp

Run Module (Fragment Analysis)	ランタイム (min)	キャピラリ (cm)	ポリマーの種類	読取断片の最大値	ピーク分離が非常に明瞭な領域
SNaPshot	25	28	POP-1™	120 bp	40 ~ 120 bp
FragAnalysis	45	28	POP-1™	600 bp	60 ~ 460 bp
LongFragAnalysis	120	28	POP-1™	1200 bp	60 ~ 600 bp

Ordering information

製品名	製品番号	価格	キャンペーン価格
SeqStudio ジェネティックアナライザ (PCなし)	SEQ-CP1 (2年保証)	¥8,450,000	¥6,500,000
SeqStudio ジェネティックアナライザ (DESKTOP PC付)	SEQ-CP1-D (2年保証)	¥8,850,000	¥6,900,000
SeqStudio ジェネティックアナライザ (LAPTOPPC付)	SEQ-CP1-L (2年保証)	¥8,850,000	¥6,900,000

※点検サービスは含まれません。点検付パッケージもキャンペーン期間中お得な価格をご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2018年7月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

販売店

DNE053-A18070B

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com
オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584
営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC