

# NEB制限酵素 ベーシックパック



製品番号: R3021S

¥137,000

15%  
お得

個別購入合計価格 ¥161,700 よりも



使用頻度の高い **21種類** をセット!

キャンペーン期間

2019

4.16 - 6.28

TUE FRI

期間限定 特別価格

25%  
OFF

個別購入合計価格

¥161,700

さらに  
今なら

¥121,000

さらに!

便利なグッズ、試薬をプレゼント!

- NEB ミニフリーズボックス
- 制限酵素ポスター
- Q5 DNA Polymerase\*
- OneTaq DNA Polymerase\*
- Quick-Load Purple DNA Ladder\*

\* サンプルサイズとなります。



# NEB 制限酵素ベーシックパック

## パック内容

酵素	製品番号	容量
BamHI-HF	R3136S	10,000 U
Clal	R0197S	1,000 U
EcoRI-HF	R3101S	10,000 U
EcoRV-HF	R3195S	4,000 U
HindIII-HF	R3104S	10,000 U
KpnI-HF	R3142S	4,000 U
NcoI-HF	R3193S	1,000 U
NdeI	R0111S	4,000 U
NheI-HF	R3131S	1,000 U
NotI-HF	R3189S	500 U
PstI-HF	R3140S	10,000 U

酵素	製品番号	容量
PvuII-HF	R3150S	500 U
SacI-HF	R3156S	2,000 U
Sall-HF	R3138S	2,000 U
SmaI	R0141S	2,000 U
SpeI-HF	R3133S	500 U
SphI-HF	R3182S	500 U
XbaI	R0145S	3,000 U
XhoI	R0146S	5,000 U
HincII	R0103S	1,000 U
BglII	R0144S	2,000 U

■ : CutSmart で切断 ■ : NEBuffer 3.1 で切断

## 特長

- 19種類が CutSmart バッファーで切断 (■)
- ローディング・ダイが付属

他の制限酵素をお探しの場合:




NEB ウェブサイト  
[www.nebj.jp/re/list](http://www.nebj.jp/re/list)



オンラインツール  
[www.neb.com/EnzymeFinder](http://www.neb.com/EnzymeFinder)

## Q5 DNA ポリメラーゼ

- 業界最高の正確性 (Taq の 280 倍以上)
- クローニングに最適
- GC リッチや AT リッチ領域を均一かつ力強く増幅
- 速く (10 sec/kb) 長く (~ 20 kb) 増幅




Taq の  
280 倍以上の  
正確性

## Quick-Load Purple 1 kb Plus DNA ラダー

- 室温で 6 ヶ月間保存可能
- ダイの影を生じず、クリアなバンドを観察

Mass (ng) kilobases




1 μg をアプライ、1.0% TBE アガロースで電気泳動、エチジウムブロマイドで染色

## OneTaq DNA ポリメラーゼ

- TA クローニングに使用可能
- コロニー PCR や ジェノタイピングに最適
- GC リッチや AT リッチ領域を力強く増幅

GC/AT リッチを  
力強く増幅



ご質問は弊社テクニカルサポート (Tel : 0120-963-650、E-mail : [tech.jp@neb.com](mailto:tech.jp@neb.com)) までお問い合わせください。

NEW ENGLAND  
**BioLabs** Japan Inc.

be INSPIRED  
drive DISCOVERY  
stay GENUINE

ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 2-2-3 倉持ビル第 2  
カスタマーサービス TEL: 03-5669-6193 FAX: 03-5669-6194  
テクニカルサポート ☎ 0120-963-650 TEL: 03-5669-6195  
Email: [tech.jp@neb.com](mailto:tech.jp@neb.com) ウェブサイト: [www.nebj.jp](http://www.nebj.jp)