

より使いやすく! フィルターホルダーキャンペーン

最大
48%
OFF!!

キャンペーン期間：2018年11月5日(月)～2019年3月29日(金) ご注文分まで

ミリポア メンブレンフィルターとの相性抜群なガラス製フィルターホルダーが、より使いやすくなって再登場。大容量 500 mL ファネルもラインナップとして追加されました。吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプなど周辺機器もお買い得! ぜひこの機会にお試しください。

ガラス製 47mm フィルターホルダー・吸引フラスコ (周辺機器)

特長 幅広い用途に使用可能

用途 液体の除粒子および清澄化、粒子分析など

ベースは 3 種類から選択可能です。

・ガラス焼結 ・ステンレスサポート ・PTFE 加工



位置調整ガイド (標準付属)
クランプ取り付け時に
ずれません



型番明記と
書き込みスペース
直接書き込める
白いスペースがあります



プラスチックホースコネクター
(吸引フラスコに付属)
簡単&安全に
取り付け&取り外し

ステリフィル 500 ホルダー

高圧蒸気滅菌が可能なプラスチックホルダーです。

特長 クイックロック式接続
フィルターがずれにくい機構採用

用途 粒子または微生物の分析に



クイックロックで簡単接続

仕様

材質	ファネル、ベース：ポリスルホン サポートスクリーン：ポリプロピレン O-リング：シリコン ゴム栓：ネオプレン
フィルターサイズ	直径 47 mm
接続	#8 穴あきストッパー
寸法	直径 85 mm × 高さ 145 mm



ミリポア
メンブレンフィルター



ファネル

位置調整ガイド

アルミニウムクランプ



ベース

ゴム栓

ガラス製フィルターホルダー
(セット)



ステリフィル
500 ホルダー



吸引フラスコ (1 L)

最大 48% 引き

ご注文情報

製品名	入数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン 希望販売価格
フィルターホルダー				
ガラス製 47 mm フィルターホルダー 300 mL ファネル*	1 セット	XX1014700	¥28,600	¥17,000
ガラス製 47 mm フィルターホルダー 500 mL ファネル*	1 セット	XX5014700	¥35,000	¥21,000
ガラス製 47 mm PTFE 加工フィルターホルダー 300 mL ファネル*	1 セット	XX1014720	¥37,900	¥23,000
ガラス製 47 mm ステンレススクリーンフィルターホルダー 300 mL ファネル*	1 セット	XX1014730	¥38,900	¥20,000
ガラス製ファネル 500 mL	1 個	XX5014704	¥16,200	¥9,500
ステリフィル 500 ホルダー	1 個	XX11J4750	¥15,000	¥8,800
吸引フラスコ (1 L) プラスチックホースコネクタ付 ガラス製 47 mm フィルターホルダー別売りアクセサリ	1 個	XX1514706	¥10,800	¥6,700
周辺製品				
吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプ、100V、50/60 Hz	1 台	WP6110060	¥159,000	¥99,500
ステンレス製フィルターピンセット	3 本	XX6200006P	¥6,700	¥4,500

※セット内容：ファネル、ベース、アルミニウムクランプ、ゴム栓、位置調整ガイド

フィルターホルダー

ガラス製フィルターホルダー (セット)
ファネル

位置調整ガイド
ベース
アルミニウムクランプ
ゴム栓

ステリフィル 500 ホルダー
吸引フラスコ (1 L)

周辺製品

ステンレス製
フィルターピンセット

吸引加圧両用
Chemical Duty ポンプ

Omnipore™ 親水性 PTFE メンブレン

高い化学適合性を持ち、環境分析やさまざま分析に最適なディスクフィルター

フィルタータイプ *1	JHWP	JAWP
孔径	0.45 μm	1.0 μm
膜厚	65 μm	85 μm
バブルポイント *2	≥ 54 (kPa)	≥ 24 (kPa)
空隙率	80%	
使用時の耐熱温度	130°C	

*1 カタログ番号の頭 4 ケタに相当します。 *2 イソプロピルアルコールで測定したデータです。

孔径 (μm)	直径 (mm)	色	表面	入数	カタログ番号	希望販売価格
0.45	47	白色	無地	100	JHWP04700	¥11,200
	90	白色	無地	25	JHWP09025	¥8,800
1.0	47	白色	無地	100	JAWP04700	¥11,200
	90	白色	無地	25	JAWP09025	¥8,800

※こちらはディスカウントキャンペーン対象品ではございません



開封しやすい新パッケージ (47 mm)

※ 順次切り替わります

LINE 公式アカウント
はじめました

サイエンス系
お役立ちメディア M-hub

m-hub.jp

メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ
メルクライフサイエンス - Merck で検索

メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント
メルクライフサイエンス - Merck で検索

メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.jp/wm

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。本紙記載の内容は 2018 年 11 月時点の情報です。©2018 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp/bio

E-mail: jpts@merckgroup.com

Tel: 03-4531-1140 Fax: 03-5434-4859

AAM031-1811-20K-H