

より使いやすく! フィルターホルダーキャンペーン

最大
約50%
OFF!!

ミリポア メンブレンフィルターとの相性抜群なガラス製フィルターホルダーが、より使いやすくなりました。大容量 500 mL ファネルもラインナップとして追加されました。吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプなど周辺機器もお買い得。セットで揃えるチャンスです。

キャンペーン期間:

2019年5月13日(月)~
2019年7月26日(金)

ご注文分まで

ガラス製47 mm フィルターホルダー・吸引フラスコ (周辺機器)

特長 幅広い用途に使用可能

用途 液体の除粒子および清澄化、粒子分析など

ベースは3種類から選択可能です。

・ガラス焼結 ・ステンレスサポート ・PTFE 加工

ミリポア
メンブレンフィルター



ファネル

位置調整ガイド

ベース

ゴム栓

アルミニウムクランプ

ガラス製フィルターホルダー
(セット)

吸引フラスコ (1 L)

ステリフィル
500 ホルダー



位置調整ガイド
(標準付属)

クランプ取り付け時に
ずれません



型番明記と書き込み
スペース

直接書き込める
白いスペースがあります



プラスチックホースコネクタ
(吸引フラスコに付属)

簡単&安全に
取り付け&取り外し

ステリフィル 500 ホルダー

高圧蒸気滅菌が可能なプラスチックホルダーです。

特長 クイックロック式接続
フィルターがずれにくい機構採用

用途 粒子または微生物の分析に



仕様

クイックロックで簡単接続

材質	ファネル、ベース: ポリスルホン サポートスクリーン: ポリプロピレン O-リング: シリコン ゴム栓: ネオプレン
フィルターサイズ	直径 47 mm
接続	#8 穴あきストッパー
寸法	直径 85 mm × 高さ 145 mm

最大
50%
OFF!!

より使いやすく! フィルターホルダーキャンペーン

2019年5月13日(月)~2019年7月26日(金)ご注文分まで

ご注文情報

製品名	入数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
フィルターホルダー				
ガラス製 47 mm フィルターホルダー 300 mL ファネル*	1 セット	XX1014700	¥29,400	¥17,000
ガラス製 47 mm フィルターホルダー 500 mL ファネル*	1 セット	XX5014700	¥35,900	¥21,000
ガラス製 47 mm PTFE 加工フィルターホルダー 300 mL ファネル*	1 セット	XX1014720	¥38,900	¥23,000
ガラス製 47 mm ステンレススクリーンフィルターホルダー 300 mL ファネル*	1 セット	XX1014730	¥39,900	¥20,000
ガラス製ファネル 500 mL	1 個	XX5014704	¥16,700	¥9,500
ステリフィル 500 ホルダー	1 個	XX11J4750	¥15,700	¥8,800
吸引フラスコ (1L) プラスチックホースコネクタ付 ガラス製 47 mm フィルターホルダー別売りアクセサリ	1 個	XX1514706	¥10,300	¥6,700

*セット内容: ファネル、ベース、アルミニウムクランプ、ゴム栓、位置調整ガイド

周辺製品

吸引加圧両用 Chemical Duty ポンプ、100V, 50/60 Hz	1 台	WP6110060	¥167,000	¥99,500
ステンレス製フィルターピンセット	3 本	XX6200006P	¥7,040	¥4,500

フィルターホルダー

ガラス製フィルターホルダー (セット)

ファネル



位置調整ガイド



ベース

ゴム栓

アルミニウムクランプ



ステリフィル 吸引フラスコ
500 ホルダー (1L)

周辺製品



ステンレス製
フィルターピンセット



吸引加圧両用
Chemical Duty ポンプ

Omnipore® 親水性 PTFE メンブレン ※こちらはディスカウントキャンペーン対象品ではございません

高い化学適合性を持ち、環境分析やさまざまな分析に最適なディスクフィルター

フィルタータイプ ^{*1}	JHWP	JAWP
孔径	0.45 μm	1.0 μm
膜厚	65 μm	85 μm
バブルポイント ^{*2}	≥ 54 (kPa)	≥ 24 (kPa)
空隙率	80%	
使用時の耐熱温度	130°C	

*1 カタログ番号の頭4ケタに相当します。 *2 イソプロピルアルコールで測定したデータです。

孔径 (μm)	直径 (mm)	色	表面	入数	カタログ番号	希望販売価格
0.45	47	白色	無地	100	JHWP04700	¥11,700
	90	白色	無地	25	JHWP09025	¥9,150
1.0	47	白色	無地	100	JAWP04700	¥11,700
	90	白色	無地	25	JAWP09025	¥9,150



開封しやすい新パッケージ (47 mm)
※ 順次切り替わります



メルク公式アカウント
友だち追加は
コチラ



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
カタログ
ファインダー



メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.jp/wm

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は規格の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。記載内容は2019年5月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp/bio

E-mail: jpts@merckgroup.com

Tel: 03-4531-1140 Fax: 03-5434-4859

LSM009-1904-20K-H