

# Lightning-Link® 製品をご購入・プレゼント応募で Abcam ブロックフィギュア・パック もれなくプレゼント

キャンペーン期間：2021年5月25日～8月31日

## 蛍光標識キット

コンジュゲート	Ex/Em	製品番号
Dylight® 405 (Fast)	■ 400/420	ab201798
AMCA (Fast)	■ 350/445	ab195224
Dylight® 488 (Fast)	■ 493/518	ab201799
Alexa Fluor® 488	■ 495/519	ab236553
FITC (Fast)	■ 495/519	ab188285
FITC	■ 495/519	ab102884
Cy3® (Fast)	■ 548/561	ab188287
R-PE	■ 565/575	ab102918
Dylight® 550 (Fast)	■ 562/576	ab201800
Texas Red® (Fast)	■ 595/613	ab195225
Alexa Fluor® 594	■ 590/617	ab269822
APC	■ 650/660	ab201807
Cy5® (Fast)	■ 647/665	ab188288
PE/Cy5®	■ 565/666	ab102893
PE/Cy5.5®	■ 565/693	ab102899
Dylight® 680 (Fast)	■ 692/712	ab201804
APC/Cy7®	■ 650/774	ab102859
PE/Cy7®	■ 565/778	ab102903

## 酵素標識キット

コンジュゲート	製品番号
アルカリフォスファターゼ (AP)	ab102850
アルカリフォスファターゼ (AP) (動物由来物質フリー)	ab269901
グルコース酸化酵素 (GOx)	ab102887
西洋ワサビペルオキシダーゼ (HRP)	ab102890

## ビオチン/ストレプトアビジン標識キット


コンジュゲート	製品番号
ビオチン (高速、タイプA)	ab201795
ビオチン (高速、タイプB)	ab201796
ストレプトアビジン	ab102921



Lightning-Link® 製品詳細と  
全ラインナップはこちら

## Lightning-Link® 抗体標識テクノロジー

- 自分で簡単に標識できるキット
- わずか 30 秒のハンズオンタイム




## Abcam ブロックフィギュア・パックをプレゼント!

キャンペーン期間中に、Lightning-Link® 製品をご注文  
いただいでプレゼント応募された全てのお客様に  
Abcam ブロックフィギュア・パックをプレゼント  
します。ご購入数量1個につき 1パック応募できます。

### 内容:

- 人形 3 体
- 抗体モデル 1 個
- Lightning-Link® クリアファイル 1 個



## プレゼント応募方法

次の QR コードもしくは申込用紙に記入して応募できます。お届けに 2~3 週間程度かかることがあります。

### 応募方法 ①

右記 QR コードよりオンラインでご応募ください。



オンラインで応募

### 応募方法 ②

下記の申込用紙にご記入の上、販売店様にお渡し下さい。

製品のご注文日	製品番号	数量
ご勤務先	ご所属	
お名前	電子メール	
■ 抗体標識に、どのような試薬を使っていますか? (商品名等 )		
■ 標識した抗体はどのような実験に使いますか? WB, Flow Cyt, ELISA, IHC, その他 ( )		
■ Lightning-Link 製品についてご質問、ご要望など ( )		
※ 販売店様ご記入欄		
販売店名	支店・営業所	販売担当者

送信先: 電子メール JPMarketing@abcam.com or ファックス 03-6231-0941

## アブカム株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-2-1

Tel : 03-6231-0940 Fax : 03-6231-0941

E-mail: orders@abcam.co.jp

### 販売店・取扱店

--