



2022年7月1日(金)~2022年8月31日(水)まで

SHS Scientific Hub Services

FUTURE LIFESCIENCE PARTNER NICHIRYO

# Campaign!

昨年ご好評いただきましたキャンペーンを今年も開催いたします！この機会をぜひご利用ください。

30% OFF



世界最軽量級マイクロピペット

## Nichipet Air<sup>®</sup> マルチチャンネル

121°C 20min Autoclavable 日本製

世界最高水準の精度・再現性を実現した「Nichipet Air」のマルチチャンネルがついに登場しました！



容量モデル  
容量モデル毎に色分け(全4色)。




容量表記  
4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。




ピペッティング  
従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。



ボディ  
従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとAC滅菌が可能。



スムーズな容量設定  
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立、操作中の容量スレを防止。



マルチフィットノズル  
スプリング機能によりチップの装着性が向上しストレスを解消。

製品コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NAR-10M8 (ピンク●)	8ch	可変式	0.5~10	0.01	105,000円	73,500円	
00-NAR-100M8 (オレンジ●)			10~100	0.1			
00-NAR-200M8 (イエロー●)			20~200	0.2			
00-NAR-300M8 (ホワイト●)			30~300	1			
00-NAR-10M12 (ピンク●)	12ch		0.5~10	0.01	115,000円	80,500円	
00-NAR-100M12 (オレンジ●)			10~100	0.1			
00-NAR-200M12 (イエロー●)			20~200	0.2			
00-NAR-300M12 (ホワイト●)			30~300	1			

50% OFF

マイクロピペット用  
ディスポーザブルチップ

## SHS Tip

UV 殺菌可

AC 滅菌可

Pyrogen FREE

DNase RNase FREE

バルクタイプのチップです。目盛付きのため、簡単に容量を確認することができます。



チップ先端部を表面張力が少なくなるよう成形しているため、液切れに優れています。



ノズル装着部の内径寸法が均一化されており、気密性・排水性が高く、高精度のサンプリングが可能です。



高品質なポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。

外形	製品コード	容量範囲(μL)	パッケージ	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
10μL	Y19701	0.1~10	バルク	PP	1000本	2,400円	1,200円	
10μL ロング	Y19702	0.5~10				2,400円	1,200円	
200μL	Y19703	2~200				2,100円	1,050円	
1000μL	Y19704	100~1000				2,700円	1,350円	

※いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。

数量限定

Serological Pipetteを  
10箱以上ご購入で  
Pipette Mate NEOが  
40%off!

ピペットコントローラ

Pipette Mate NEO

UV  
Resistance

軽量(167g)で操作性に優れた自立式ピペットコントローラ。  
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業にも適しています。

製品コード	充電アダプタ	フィルター	使用可能ピペット	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-PMNEO	入力電圧 AC100/240V 50/60Hz	20mm/0.2 $\mu$ m (疎水性)	ガラス製および プラスチック製(1~100mL)	42,000円	25,200円	



ディスプレイザブルセロロジカルピペット(先端メモリ)

Serological Pipette


目盛の視認性が良く、迅速な吸引吐出が容易な先端目盛のセロロジカルピペット。  
DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、 $\gamma$ 線滅菌済みの個包装パッケージです。

RNase/DNase  
FREE

Non-Pyrogenic  
Endotoxin  
FREE



ご使用においては、ピペットコントローラ  
(上記ピペットメイトNEO等)をご利用ください。



※開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)です。

製品コード	識別カラー	容量(mL)	容量精度(mL)	目盛間隔(mL)	全長(mm)	材質	入数	希望小売価格	ご注文数
00-SLP-1	黄●	1	$\pm 0.02$	0.01	280	ピペット: ポリスチレン	300本	8,500円	
00-SLP-2	緑●	2	$\pm 0.04$	0.01	280		300本	9,500円	
00-SLP-5	青●	5	$\pm 0.1$	0.1	348		200本	8,500円	
00-SLP-10	橙●	10	$\pm 0.2$	0.1	348	フィルター: ポリエチレン及び ポリエステル	200本	9,500円	
00-SLP-25	赤●	25	$\pm 0.4$	0.2	313		100本	8,500円	
00-SLP-50	黒●	50	$\pm 1.0$	0.5	355		100本	14,500円	



八洲薬品株式会社

<http://www.yashimachem.co.jp/>

本社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番18号 彩都バイオヒルズセンター  
Tel:072-640-1260 Fax:072-640-1271

堺営業所 〒592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西1丁目4番20号  
Tel:072-244-1368 Fax:072-244-4055

和歌山営業所 〒640-8303 和歌山県和歌山市鳴神746-3番地  
Tel:073-473-5951 Fax:073-474-0453

京阪奈営業所 〒574-0057 大阪府大東市新田西町3番10号  
Tel:072-870-2711 Fax:072-870-2710

神戸営業所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5番地2神戸キメックセンタービル8F  
Tel:078-306-1739 Fax:078-306-1751

株式会社 ニチリョー

☎0120-66-9199 ✉info@nichiryoy.co.jp  
<https://www.nichiryoy.co.jp/>

越谷本社工場 〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1  
Tel:048-989-1301 Fax:048-989-1333

東京オフィス 〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号 PMO神田岩本町II 4階  
Tel:03-5829-4503 Fax:03-5829-4504

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階  
TEL.06-6391-1057 FAX.06-6391-1058

浦和事業所 〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷五丁目5番11号  
Tel:048-793-7071 Fax:048-837-5581

サービス&サポート (株)サイメック (株)ニチリョー 越谷本社工場内  
Tel:048-986-0797 Fax:048-986-0798