

キャンペーンコード(NUC2026GVS)



ラボ消耗品2026年度

GVS 新規ユーザーキャンペーン

キャンペーン期間 コード(NUC2026GVS)、名前、ご勤務先、ご所属お知らせください。
2026年4月30日(木)～2026年12月25日(金) ご注文分まで

Buy 1 チップbox Get 1 ピペット
Or 1チップbox

滅菌済フィルターチップ(ユニバーサル)を1箱10ラック*ご購入の金額で
ご希望のピペット1本とピペットチップ1箱を提供！ ※5,10mlは5ラック。

滅菌済 低残留フィルターチップ[®] ユニバーサル


FLAMETIP



製品番号	品名	滅菌	フィルター	タイプ	入数/ラック	入数/箱	価格(円/税別)
PLAPGF10LSA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 低残留フィルターチップ 10μl (96本*10ラック)	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
PLAPGF10ETLSA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 低残留フィルターチップ 10μl ロング (96本*10ラック)	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
PLAPGF20LSA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 低残留フィルターチップ 20μl (96本*10ラック)	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
PLAPGF50LSA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 低残留フィルターチップ 50μl (96本*10ラック)	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
PLAPGF100LSA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 低残留フィルターチップ 100μl (96本*10ラック)	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
PLAPGF200LSA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 低残留フィルターチップ 200μl (96本*10ラック)	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
PLAPGF1000ELSA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 低残留フィルターチップ 1000μl (96本*10ラック)	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
PLAPGPT5000RFESA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 フィルターチップ 5ml (24本*5ラック)	γ線滅菌済	有	ノーマル	24	120	¥13,800
PLAPGPT10000RFESA	FLAMETIP ユニバーサル 滅菌済 フィルターチップ 10ml (24本*5ラック)	γ線滅菌済	有	ノーマル	24	120	¥13,800

FLAME Pette

フレイムペット フルオートクレーブ対応マイクロピペット



- 軽いフィーリング**
従来よりも軽い力でピペッティング
- ロック機能で安心**
スライド式容量ロック搭載
- UV耐性で安心**
安全キャビネット内でも使用可能
- オートクレーブ対応で安心**
全体をそのままオートクレーブにかけられるので、安心してご利用いただけます。

注文例①：チップ1箱 + マニュアルピペット1本 ※容量の組み合わせは自由
 注文例②：チップ1箱 + チップ1箱 ※容量の組み合わせは自由

ピペットチップ型番： PLAPGF10LSA
 マニュアルピペット型番： FLPFGFAS101A
 合計： ¥13,800 (税別)

または+



ピペットチップ型番：
 ¥13,800
 ⇒ キャンペーン価格 (内訳)
 : ¥6,900



+

マニュアルピペット型番：
 ¥24,000 (統一価格)
 ⇒ キャンペーン価格 (内訳)
 : ¥6,900






=

キャンペーンセット価格
¥13,800 (税別)

フレイムペット FLAMEPETTE



フレイムペット
 フルオートクレーブ対応マイクロピペット

-  安全キャビネット専用に
-  いざという時の予備に
-  個人用のマイクロピペットに

Product Code	Volume range	Increment	Test volume(μL)	Systematic error (Inaccuracy)		Random error (Imprecision)		Color
FLPFGFAS101A	0.1-2.5μL	0.002μL	0.25μL	12.00%	±0.03μL	6.00%	+0.015μL	Brown
			1.25μL	2.50%	±0.031μL	1.50%	+0.019μL	
			2.5μL	1.40%	±0.035μL	0.70%	+0.018μL	
FLPFGFAS102A	0.5-10μL	0.01μL	1μL	2.50%	±0.025μL	1.80%	+0.018μL	Orange
			5μL	1.50%	±0.075μL	0.80%	±0.04μL	
FLPFGFAS103A	2-20μL	0.02μL	10μL	1.00%	±0.1μL	0.40%	±0.04μL	Purple
			2μL	5.00%	±0.1μL	1.50%	±0.03μL	
FLPFGFAS104A	5-50μL	0.05μL	10μL	1.20%	±0.12μL	0.60%	±0.06μL	Green
			20μL	1.00%	±0.2μL	0.30%	+0.06μL	
FLPFGFAS105A	10-100μL	0.1μL	5μL	2.00%	+0.1μL	2.00%	+0.1μL	Dark blue
			25μL	0.90%	±0.225μL	0.60%	+0.15μL	
FLPFGFAS106A	20-200μL	0.2μL	50μL	0.60%	+0.30μL	0.30%	±0.15μL	Blue
			100μL	3.00%	+0.3μL	1.00%	+0.1μL	
FLPFGFAS107A	100-1000μL	1μL	100μL	0.80%	+0.8μL	0.20%	+0.2μL	Dark blue
			1000μL	1.00%	±5.0μL	0.20%	±1.0μL	
FLPFGFAS108A	500-5000μL	5μL	1000μL	0.60%	±6.0μL	0.20%	±2.0μL	Red
			1000μL	2.40%	±0.012mL	0.60%	±0.003mL	
FLPFGFAS109A	1-10 mL	10μL	2500μL	1.20%	±0.03mL	0.25%	±0.006mL	Yellow
			5000μL	0.60%	±0.03mL	0.15%	±0.008mL	
FLPFGFAS109A	1-10 mL	10μL	1mL	3.00%	±0.03mL	0.60%	±0.006mL	Grey
			5mL	0.80%	±0.04mL	0.20%	+0.01mL	
			10mL	0.60%	+0.06mL	0.15%	+0.015mL	

GVS ジャパン株式会社

〒160-0023
 東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル4階
 TEL: 03 5937 1447 FAX: 03-5937-1448
<https://www.gvsjapan.co.jp>

販売代理店