




ddSEQ™初回購入限定 シングルセル 3' RNA-Seq解析スタートアップキャンペーン

キャンペーン期間 2025.6.2～2025.12.26

今から始める方へ! シングルセル3' RNA-Seq解析にお得なセット

バイオ・ラッドが誇る高度なドロプレットベースのシングルセル分離システムと3' RNA-Seq用専用試薬、Dual Indexを1つのセットにしました。今なら、通常価格より**40% OFF**でご購入いただけます。この機会をお見逃しなく!

17010705 ddSEQ sc Isolator& 3 RNA-Seq Kit (8 rxn x 3)

通常価格: ¥8,750,000 → **初回購入限定価格: ¥5,250,000**

本セット製品には以下が含まれます

- ddSEQ Single-Cell Isolator システム (12004336) × 1台
- ddSEQ Single-Cell 3' RNA-Seq Kit, 8 反応分 (17009671) × 3個
- ddSEQ Single-Cell 3' RNA-Seq Dual Index, 24 反応分 (12020461) × 1個

初回購入限定

**40%
OFF**

ddSEQ Single-Cell Isolator システムとddSEQ 3' RNA-Seq Kitで、
費用対効果の高いシングルセルレベルの遺伝子解析を可能にします。

- 簡便な操作性
- 5分以内で最大4サンプルを処理
- 50%以上のキャプチャー効率
- 1サンプルあたり500～5,000細胞を処理
- コンパクトでコストパフォーマンスに優れた設計



キャンペーンの
お申し込みはこちら

bio-rad.com/ddSEQCP25-jp


こちらの QR コードからも
ご覧いただけます



【注意事項】本キャンペーンは、ddSEQ Isolatorシステムを保有していない研究室もしくは所属部署の注文で有効であり、1施設につき1回までの制限があります。本キャンペーンは、日本国内においてのみ有効です。本キャンペーンの適用には、キャンペーン申し込みフォームに必要事項を記入の上、申し込みが必要です。キャンペーンの有効期限は2025年12月26日です。本キャンペーン内容は、予告なく変更する場合があります。

Visit bio-rad.com/3scRNA-seqCP25 to learn more.

BIO-RAD



初回購入限定

SEQuoia RNA-Seqライブラリ調製キットキャンペーン

キャンペーン期間 2025.6.2～2025.12.26

使いやすく高性能なバイオ・ラッドのIlluminaプラットフォーム用SEQuoia RNA-Seqライブラリ調製キットを、初回購入に限り**60% OFF**でご提供します。

17010123 SEQuoia Express Kit, DIP Plate セット

通常価格：¥252,000 → 初回購入限定価格：**¥100,800**

本セット製品には、SEQuoia Express Stranded RNA LibraryPrep Kit, 24 反応分（12017297）と SEQuoia Dual Indexed Primers Plate, 96 反応分（12011930）が含まれます。

12017297 SEQuoia Express Stranded RNA LibraryPrep Kit, 24 反応分

通常価格：¥154,000 → 初回購入限定価格：**¥61,600**

初回購入限定

**60%
OFF**

SEQuoia Express Stranded RNA Library Prep Kitは、
迅速で効率的なワークフローのライブラリ調製キットです。

- チューブ数3本で3時間以内のプロトコル
- ハンズオン時間は45分以下
- 1 ngから1 µgまでのインプット量に対応
- 200 bp超のRNA (mRNA, lncRNA) のライブラリを構築
- Unique molecular identifier (UMI) 付加

ライブラリ調製前処理：mRNA エンリッチメント、またはrRNA除去（オプション）

RNAフラグメンテーション、および変性処理

トータル時間：10分 ハンズオン時間：5分

連続合成反応

トータル時間：60分 ハンズオン時間：5分

SPRIクリーンアップ

トータル時間：60分 ハンズオン時間：15分

PCR増幅

トータル時間：15-30分 ハンズオン時間：10分

PCR増幅後SPRIクリーンアップ

トータル時間：25分 ハンズオン時間：10分

トータル時間：
**<3
時間**

ハンズオン
時間：
**<45
分**

SEQuoia RiboDepletion Kitによるポスト・ライブラリ調製rRNA除去（推奨）

SEQuoia Express Kitのワークフロー

キャンペーンの
お申し込みはこちら

bio-rad.com/SEQuoiaCP25-jp

こちらの QR コードからも
ご覧いただけます



【注意事項】本キャンペーンは、これまでにSEQuoia Express Stranded RNA LibraryPrep Kitの購入がない研究室もしくは所属部署の注文で有効であり、1人につき1製品1回までの制限があります。本キャンペーンは、日本国内においてのみ有効です。本キャンペーンの適用には、キャンペーン申し込みフォームに必要事項を記入の上、申し込みが必要です。キャンペーンの有効期限は2025年12月26日です。本キャンペーン内容は、予告なく変更する場合があります。

BIO-RAD, DDSEQ and the Bio-Rad logo are trademarks of Bio-Rad Laboratories, Inc. in certain jurisdictions. Please see below for additional information about Bio-Rad's trademarks used in this site. ©2025 Bio-Rad Laboratories, Inc.

※記載の製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

※価格、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。価格は2025年5月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

Life Science
Group

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24
※学術のお問い合わせは

TEL:03-6361-7000
TEL:03-6404-0331

Z13989L 2505a