

One **small** drop.  
One **simple** step.  
One **clear** answer.  
One **successful** experiment.



NanoDrop One  
キャンペーンに登場!

# NanoDrop シリーズ関連製品 ディスカウントキャンペーン

キャンペーン期間

2017年 11月27日 (月) ~ 2018年 3月30日 (金)

キャンペーン番号

ご注文の際に弊社代理店に必ずお伝えください。

オリジナル  
トートバッグが  
もらえる!




キャンペーン期間限定です。  
NanoDrop シリーズのみ対象。

# Thermo Scientific™ NanoDrop™ One

## 超微量分光光度計

### 新特許技術のAcclaro(アクラロ) サンプルインテリジェンステクノロジーを搭載

- 超高濃度対応でサンプル希釈不要 (NanoDrop 1000 の約 7.3 倍、NanoDrop 2000 の約 1.8 倍)  
<検出上限> NanoDrop 1000:3,750 (ng/μL dsDNA)、NanoDrop 2000:15,000 (ng/μL dsDNA)、NanoDrop One:27,500 (ng/μL dsDNA)
- エルゴノミックデザイン: タッチスクリーンインターフェースを備えたスタンドアローン設計
- 誰でもミスのない正確な定量: Thermo Scientific™ Acclaro™ インテリジェンステクノロジーにより、サンプル中のコンタミネーション(フェノールやグアニジウムなど)を自動検出し、自動補正
- 正確性・再現性の向上: カメライメージセンサーがサンプル中の気泡を画像解析しアラート



#### Thermo Fisher Cloud 対応



Thermo Fisher Connect で、いつでもどこでもデータ解析  
Thermo Fisher Connect を利用すれば、あらゆる場所から  
実験データへ安全にアクセスできます。  
詳細はこちらをご覧ください。  
[www.thermofisher.com/connect](http://www.thermofisher.com/connect)

\\ キュベットキャップにもなる /  
オリジナルキャラクター  
USB付き



キャンペーン価格

#### NanoDrop One

製品番号 ND-ONE-W

175万円 → **139万円**

#### NanoDrop One<sup>c</sup> キュベット測定対応モデル

製品番号 ND-ONEC-W

205万円 → **160万円**


キャンペーン番号: RTTV22

# Thermo Scientific™ NanoDrop™ 8000

## 超微量分光光度計

### 超微量測定をハイスループット化

- 8連マルチチャンネルピペットを使用して、1 μLのサンプルを8サンプル同時に測定
- 8サンプルをわずか20秒で測定
- イルミネーション機能がプレートの測定ポジションをサポート
- 1サンプルでも測定可能



キャンペーン価格

#### NanoDrop 8000

製品番号 ND-8000-GL

380万円 → **300万円**

キャンペーン番号: RTTV22

# Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite

## 超微量分光光度計

いつでもどこでもすぐ測定。  
2台目にもピッタリ!

- 手のひらサイズの超小型設計
- NanoDrop の卓越した精度と再現性はそのままに、  
パーソナル化したモデル
- 260nm、280nm、純度比
- プラグ&プレイプリンタードッグ
- データのUSBエクスポート



### プリンタードッグ



### プリントアウト例



#1  
dsDNA 92.3 ng /  $\mu$ L  
#1 25 Sep27 14:32  
A260 / A280 : 1.82

フリーザーでも剥がれにくいクライオジェニックラベル。チューブ周囲とキャップに貼ってそのまま保存できます。

### キャンペーン価格

NanoDrop Lite プリンタードッグなし

製品番号 ND-LITE

92万円

→ **74万円**

NanoDrop Lite プリンタードッグあり

製品番号 ND-LITE-PR

98万円

→ **78万円**

キャンペーン番号: RTTV22

# Thermo Scientific™ NanoDrop™ 3300

## 超微量蛍光光度計

NanoDrop の微量テクノロジーで蛍光測定

- 最少1  $\mu$ Lの超微量測定、キュベット不要
- UV (365nm)、Blue (470nm)、White (460 - 650nm) の  
3種類の励起用LED光源
- フィルター交換やモノクロメーター不要
- 10秒程度の高速測定
- USBバスパワー対応の低消費電力



### キャンペーン価格

NanoDrop 3300

製品番号 ND-3300

190万円

→ **150万円**

キャンペーン番号: RTTV22

# Thermo Scientific™ KingFisher™ シリーズ

## 核酸・タンパク質抽出・精製システム

### 磁性ビーズを用いて核酸・タンパク質の抽出・精製をKingFisher シリーズで自動化

- ウイルス、血液サンプル、FFPEなど幅広いサンプルから核酸抽出
- 免疫沈降法によるタンパク質精製
- 他社製の磁性ビーズキットも使用可能
- 抽出・精製プロトコルを自在に編集・作成可能

#### KingFisher Duo Prime

- 最大12および6サンプルの同時抽出・精製
- UVランプ搭載。作業後に殺菌作業が可能

#### KingFisher Flex

- 最大96および24サンプルの同時抽出・精製
- オートメーションシステムとの連携も可能



KingFisher Duo Prime

KingFisher Flex

すり潰し・溶解・均質化など、サンプルの前処理には、コンタミネーションリスクの少ない、ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill がおすすめです。

キャンペーン価格

#### KingFisher Duo Prime

製品番号 5400110

300万円 → **210万円**

#### KingFisher Flex 96DW プレートヘッド ヒートブロック含む

製品番号 5400630

720万円 → **504万円**

#### KingFisher Flex 24DW プレートヘッド ヒートブロック含む

製品番号 5400640

720万円 → **504万円**

キャンペーン番号: SPA1711-3

# Fisher Scientific™ Bead Mill 4/24

## ビーズ式ホモジナイザー

### 多検体を同時に処理。タンパク質・核酸を抽出する新世代のビーズ式ホモジナイザー

- 硬い骨・爪等の組織から柔らかい脳・肺やバクテリアまで幅広く対応可能
- すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に
- クロスコンタミネーションの心配がない、ディスプレイのプレフィルド(ビーズ充填済み)チューブ



Bead Mill 4

Bead Mill 24

処理数	振とう速度	プログラム	サイクル
2 mLチューブ x 4 7 mLチューブ x 1	1 - 5 m秒 (設定単位: 1 m)	1	1
2 mLチューブ x 24	0.8 - 6 m秒 (設定単位: 0.15 m)	99	1 - 10

キャンペーン価格

#### Bead Mill 4

製品番号 15-340-164

40.9万円 → **24.54万円**

#### Bead Mill 24

製品番号 15-340-184

115万円 → **74.75万円**

キャンペーン番号: RMD1711-4

KingFisher シリーズおよびBead Mill に関するお問い合わせ  
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

# Thermo Scientific™ Varioskan LUX™

## マルチモードマイクロプレートリーダー

### 高性能・ユーザーフレンドリーに進化した マルチモードプレートリーダー



キャンペーン期間中、  
SkanItソフトウェア用制御PCをセットでご提供

- 吸光・蛍光・発光測定が可能
- カルシウムアッセイ、細胞毒性試験、抗酸化能測定など  
さまざまなアプリケーションに対応
- 日本語対応可能なPC制御のThermo Scientific™ SkanIt™  
ソフトウェア
- インキュベーター・シェイキング機能
- ディスペンサーは最大2台まで増設可能

上方下方蛍光 吸光モデル

製品番号 VLB000D0 + 81110783

580万円

キャンペーン価格

→ **348万円**

上方下方蛍光 吸光 発光モデル

ディスペンサー1台付

製品番号 VLBL00D1 + 81110783

700万円

→ **420万円**

※価格、キャンペーン価格にはSkanIt ソフトウェア用制御PC (Office付き)

(製品番号81110783) の価格が含まれています。

※その他のモデルもございます、お問い合わせください。

キャンペーン番号: SPA1711-4



Multiskan Sky に関するお問い合わせ

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お試しませんか?  
お客様のラボへ  
いつでも実機をお持ちします。

✉ [jptech@thermofisher.com](mailto:jptech@thermofisher.com)



研究用にもみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。  
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。  
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.  
記載の価格は2017年11月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。  
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。  
標準販売条件はこちらをご覧ください。 [www.thermofisher.com/jp-tc](http://www.thermofisher.com/jp-tc)  
UV025-A1711E

## サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-753-670 ✉ [info.LPG.jp@thermofisher.com](mailto:info.LPG.jp@thermofisher.com)

オーダーサポート TEL: 03-6832-9260 FAX: 03-6832-9261

営業部 TEL: 03-6832-9270 FAX: 03-6832-9271

## サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ [jptech@thermofisher.com](mailto:jptech@thermofisher.com)

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

 [facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

 [@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC